



## ACCESSORI PER APPARECCHI MEDICALI

*Accessories for  
electromedical  
equipment*



LAMPADINE  
SPECIALI





LAMPADINE  
SPECIALI

# GUIDO AMMIRATA S.R.L.

dal 1949

DISTRIBUTORE:

**OSRAM**

**PHILIPS**

**TUNGSRAM**

**SYLVANIA**

**USHIO**

**electrical**

**BENDER  
+WIRTH**

E' un'azienda che opera con successo dal 1949 nel mercato della distribuzione di **lampadine speciali e fonti di luce**.

Grazie alla vasta esperienza acquisita in aziende leader del settore dal suo fondatore, **Guido Ammirata**, l'azienda ha gradatamente allargato il proprio raggio di azione, inizialmente circoscritto ai settori cinematografia e fotografia fino a diventare un punto di riferimento europeo per l'acquisizione di qualsiasi tipo di lampadina utilizzata nel settore **OSPEDALIERO**, in tutti i suoi reparti.

Oggi la GUIDO AMMIRATA s.r.l. è largamente apprezzata anche per la commercializzazione di lampadine per: audiovisivi e videoproiettori, microfilm, aeroporti, usi navali, teatri, fotolaboratori, arti grafiche e odontoiatria.

Parallelamente si sono moltiplicate le relazioni estere con l'Europa, con gli Stati Uniti, con l'Oriente.

Sempre presenti alle fiere internazionali, aggiornati, profondi conoscitori del mercato e degli utenti, i collaboratori della GUIDO AMMIRATA s.r.l. sono in grado di mettere a disposizione del cliente la propria **esperienza tecnica e commerciale** per soddisfare **ogni esigenza illuminotecnica**, anche con le nuove fonti di luce a tecnologia LED.

Guido Ammirata is a company operating successfully from 1949 in the market of distribution of **special lamps**.

Thanks to the vast experience acquired by its founder, **Guido Ammirata**, in a leading company of this sector, the firm has gradually widened its own sphere of operations starting from the cinema and photography sectors.

Today GUIDO AMMIRATA s.r.l. has acquired widespread recognition and esteem also in the market of lamp in the area of audio-visual appliances, videoprojectors, microfilm, airports, navigation, theatres, photograph, graphic arts and technical apparatus for dental uses and electrical equipments for **medical purposes**, and in the **hospital sectors**.

Besides, we have widespread relations with foreign countries, such as Europe countries, the United States and the Far East.

The company is ever present at internationals exhibition, keeps constantly up to date with new technologies. Thanks to their extensive knowledge of the market, and users needs, the staff, representatives and dealers of GUIDO AMMIRATA s.r.l. are in position, wherever required, to make available to the customer their own **technical and commercial expertise** to meet every requirement in the area of **lighting techniques**, also with the new light-engines based on LED technology.

  
**PerkinElmer**  
For the Better

  
**EXCELITAS**  
TECHNOLOGIES



**WelchAllyn®**

  
**EFF**  
**EFFNER®**

  
**DR. FISCHER**  
Group

**NEITZ**

  
**Keeler**

  
**GIMA**

  
**Riester**

## SOMMARIO

Celle Ossigeno / <i>Oxygen Cells</i>	pag. 1
Sensori SPO2 / <i>SpO2 Sensors</i>	pag. 12
Sensori SPO2 Riutilizzabili / <i>Reusable SpO2 Sensors</i>	pag. 13
Cavi Estensione SPO2 / <i>SpO2 Extension Cables</i>	pag. 27
Cavi Paziente ECG / <i>ECG Patient Cables</i>	pag. 36
Cavi ECG Interi / <i>ECG One-piece Cables</i>	pag. 37
Cavi ECG Tronchi / <i>ECG Trunk Cables</i>	pag. 46
Derivazioni ECG / <i>ECG Leadwires</i>	pag. 49
Bracciali Pressori / <i>NIBP Cuffs</i>	pag. 55
Connettori Bracciali / <i>NIBP Connectors</i>	pag. 57
Accessori per Elettrochirurgia / <i>Electrosurgery</i>	pag. 62
Cavi Monopolari / <i>Monopolar Cables</i>	pag. 62
Cavi Bipolari / <i>Bipolar Cables</i>	pag. 64
Cavi Neutri / <i>Neutral Cables</i>	pag. 69
Elettrodi per Defibrillatore / <i>Defibrillators Electrodes</i>	pag. 70
OT Cavi pr Microscopi / <i>OT Microscope Cables</i>	pag. 77
Cavi a Fibra Ottica / <i>Fiber Optic Cables</i>	pag. 78
Sensori di Flusso / <i>Flow Sensors</i>	pag. 79
Sonde Temperatura / <i>Temperature Probes</i>	pag. 80
Trasduttori Fetali / <i>Fetal Transducers</i>	pag. 83

# Celle Ossigeno

## Medical Oxygen Cells

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>AIR SHIELD / DRAEGER</b>				
C200, C2000 (Drager)	8362030	E	<b>AMOPSR11-917-MH1</b>	
<b>ATOM MEDICAL</b>				
V2100G, V2200	C81828-R22M	E	<b>AMOPSR11-917-MH1</b>	
100 & 101 Dual Incu i	C44611-R22M	E	<b>AMOPSR11-917-MH3</b>	
<b>BIO-MED</b>				
Bio-Med Devices	4434	E	<b>AMOPSR11-917-MHJ</b>	
	4433	E	<b>AMOPSR11-917-MHJ3</b>	
<b>BIO-TEK</b>				
Bio-Tek	74233	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
<b>CAREFUSION</b>				
Vela		E	<b>AMOPSR11-75-KE4</b>	

Legenda:

#OEM = riferimento codici originali

V. = Versione Originale / Versione Equivalente

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>CAREFUSION</b>				
Avea, SiPAP		E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>CITY TECHNOLOGY</b>				
	MOX-3	E	<b>AMOPSR11-60-03</b>	
	MOX-4	E	<b>AMOPSR11-77-CT4</b>	
City Technology	MOX-6	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	MOX-2	E	<b>AMOPSR11-917-J7</b>	
	MOX-1 MOX-9	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>DATASCOPE</b>				
Anestar (Newer Version)		E	<b>AMOPSR11-917-J3</b>	
<b>DRAEGER</b>				
Cato, Fabius, Narcomed 1A, Narkomed 2, Narkomed 2B, Narkomed 3, Narkomed 4, Narcomed 6000, Baby Log, EVITA XL, EVITA 2, EVITA 4 Series Vents, I8000	6850645	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
<b>ENVITEC</b>				
EnviteC	00M107	E	<b>AMOPSR11-33</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>ENVITEC</b>				
	OOM105	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	OOM101	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	OOM201 OOM104	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	OOM110	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
	OOM112	E	<b>AMOPSR11-915-G</b>	
	OOM202-1	E	<b>AMOPSR11-917-J6</b>	
	OOM102-1	E	<b>AMOPSR11-917-J7</b>	
	OOM102	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
	OOM202	E	<b>AMOPSR11-917-M2</b>	
	OOM103	E	<b>AMOPSR11-917-MH</b>	
	OOM106		<b>AMOPSR11-917-MH3</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>GE DATEX OHMEDA</b>				
5200 series, Mod, Excel series	0237-2034-700	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
7100 Smart Vent	6050-004-110	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
Giraffe Incubator	6600-0120-850 208-4419-001	E	<b>AMOPSR11-915-G</b>	
<b>GE HEALTHCARE</b>				
GE Versamed iVent	M 1161129	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>HAMILTON</b>				
Amadeus, Veolar	51250	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
Aladdin, Arabella, Galileo, G5, Raphael	51254	E	<b>AMOPSR11-917-MH</b>	
<b>IT GAMBERT</b>				
IT Gambert	M-05	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
	M-07	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	M-01	E	<b>AMOPSR11-915</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>IT GAMBERT</b>				
IT Gambert	M-02 M 08	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	M-10	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
	M-43	E	<b>AMOPSR11-915-G</b>	
	M-15	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
	M-03	E	<b>AMOPSR11-917-J6</b>	
	M-16 M-16HT	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
	M-04	E	<b>AMOPSR11-917-M2</b>	
	M-18	E	<b>AMOPSR11-917-MH</b>	
	M-12	E	<b>AMOPSR11-917-MH1</b>	
	M-14	E	<b>AMOPSR11-917-MHJ</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>MAXTEC</b>				
Maxtec	MAX-19 / R116P60	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
	MAX-3 / R109P11	E	<b>AMOPSR11-60-03</b>	
	MAX-250 / R125P01-002	E	<b>AMOPSR11-75-KE1</b>	
	Max-250K / R125P11-001	E	<b>AMOPSR11-75-KE4</b>	
	MAX250E / R125P003-002	E	<b>AMOPSR11-75-KE7</b>	
	MAX-17 / R116P10	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	MAX-1 / R113P90	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	MAX-11 / R113P10 MAX-11i / R113P06	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	MAX-10 / R112P10	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
	MAX-43 / R109P07	E	<b>AMOPSR11-915-G</b>	
	MAX-13 / R115P10 MAX-7 / R109P09	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	

**Celle Ossigeno****Oxygen Cells**

# GUIDO AMMIRATA

www.ammirata.it

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>MAXTEC</b>				
Maxtec	MAX-13C / R115P01	E	<b>AMOPSR11-917-J6</b>	
	MAX-12A / R109P48	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
	MAX-12 / R109P45 Max-16 / R114P70 MAX-16HT / R114P73	E	<b>AMOPSR11-917-M2</b>	
	MAX-12C / R109P53 MAX-23 / R116P06	E	<b>AMOPSR11-917-MH</b>	
<b>MINDRAY</b>				
A5 & Wato Series Monitors	MOX-2	E	<b>AMOPSR11-917-J7</b>	
AS 3000	0600-00-0149	E	<b>AMOPSR11-60-08</b>	
<b>MSA</b>				
MSA	478841	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
	804674	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	655263	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	655264	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>MSA</b>				
MSA	716044 (PB 840)	E	<b>AMOPSR11-917-M2</b>	
Mini Ox I, II, III, & 3000	406931	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
<b>NEWPORT</b>				
e360, e500, HT-70	SEN2103P	E	<b>AMOPSR11-75-KE7</b>	
<b>PENLON</b>				
AV900	102714	E	<b>AMOPSR11-60-03</b>	
<b>PHILIPS</b>				
Respironics Esprit, V200		E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
<b>PURITAN BENNET</b>				
7820 Monitor	4-020933	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
760, 840 Vent.	4-072214-00	E	<b>AMOPSR11-917-M2</b>	
<b>SENSOR TEC</b>				
Sensor Tec	ST-03	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	ST-10	E	<b>AMOPSR11-915</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>SENSOR TEC</b>				
Sensor Tec	ST-13 ST-14	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	ST-11	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
	ST-12	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>SENSORONICS</b>				
Sensoronics	SS-01	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
	SS-250	E	<b>AMOPSR11-75-KE1</b>	
	SS-03	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
	SS-10A	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	SS-14A	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	SS-20A	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
	SS-11A	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
	SS-12A	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>SENSORONICS</b>				
Sensoronics	SS-12AIR		<b>AMOPSR11-917-MH1</b>	
<b>SIEMENS</b>				
300 & 900 Ventilators	6419332 9004979	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>SPACELABS</b>				
Spacelabs	90514	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>STEPHAN</b>				
Christina	110760009	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
<b>TAEMA</b>				
Taema (France)	YR010100	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
	YR049700	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
<b>TELEDYNE</b>				
Teledyne	T1 (A-37016)	E	<b>AMOPSR11-33</b>	
	R24 (C-61340)	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	
	R22 (C-44611)	E	<b>AMOPSR11-917-MH</b>	

MODELLO	#OEM	V.	CODICE AMMIRATA	IMMAGINE
<b>TELEDYNE</b>				
Teledyne	R15 (C-41131)	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	R23 (C-61339)	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	R-30	E	<b>AMOPSR11-915-4</b>	
Teledyne 191, Teledyne 200, Teledyne 60T	T-7 (A51327)	E	<b>AMOPSR11-77</b>	
Teledyne AX 300, Teledyne MX 300	R17 (C-43690)	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
<b>VASCULAR TECHNOLOGY</b>				
Vascular Technology	101272	E	<b>AMOPSR11-915</b>	
	101372	E	<b>AMOPSR11-915-2i</b>	
	100580	E	<b>AMOPSR11-917-J</b>	
	103100	E	<b>AMOPSR11-917-M</b>	

## Cavi e Sensori SpO2

## *SpO2 Cables and Sensors*

### SENSORI SPO2 RIUTILIZZABILI



Sensori a Clip per adulti



Sensori Soft per Adulti




Sensori Soft Pediatrici



Sensori a Fascia per Neonati



Sensori a Clip da Orecchio



Sensori Multi-paziente

#### Legenda:

#OEM = riferimento codici originali

V. = Versione Originale / Versione Equivalente

L = Lunghezza cavo in metri

## SENSORI SPO2 RIUTILIZZABILI

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>BIOLIGHT</b>						
M8000, M9000, M8000A, M9000A, BTD-352A, New M69, M6, M12 (Biolight Tech)		E	<b>AMSP02CA013-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 5-pin, connettore Lemo scanalatura singola
		E	<b>AMSP02SA013-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSP02WN013-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
M9500, Q Series, Q3, Q5, Q7 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSP02CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSP02SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>DRAEGER / SIEMENS</b>						
Oxytrend Pulse, Oximeter (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSP02CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI
		E	<b>AMSP02SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSP02WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
Cicero, Cato Vitara, PM8014, PM8060, Infinity Delta XL, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity Vista, Narkomed, Narkomed 4, Narkomed 6400, SC 6000, SC 7000, SC 8000, SC 9000XL, Vitalert 1000, Sirecust 630, Sirecust 700, Sirem SpO2 Module (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSP02CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSP02SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Infinity Delta, Infinity Gamma, Infinity Kappa, Infinity MultiMed Pod, Infinity Vista (Masimo Tech LNCS)	MP00796	E	<b>AMSP02CA004-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, tri-slot
	MP02993	E	<b>AMSP02SA004-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN004-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Narkomed 6400 (Nellcor Tech OxiMax)	7262764 MS13235	E	<b>AMSP02CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSP02SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Vista 120 (Mindray Tech)	2606483 2606484	E	<b>AMSP02CA010-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°
		E	<b>AMSP02SA010-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSP02WN010-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>EDAN</b>						
H100B, H100B, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM8, iM80 senza Nellcor OxiMax technology, iM8A, iM8B, iM9, iM9A (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
H100BH100N, IM20 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
iT20, iM20, Elite V5, Elite V6, Elite V8 (Mindray Tech)		E	<b>AMSPO2CA014-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 7-pin rotondo, blu
		E	<b>AMSPO2SA014-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN014-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80, iM8A, iM8B, iM9, iM9a (Mindray Tech)	02.01.210119	E	<b>AMSPO2CA010-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°
		E	<b>AMSPO2SA010-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN010-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>FUKUDA DENSHI</b>						
DS7100, DS7300, Dynascope DS-7100, LX-7230N (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Dynascope DS-5100E, Dynascope DS-5300W (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>GE HEAL THCARE / DATEX OHMEDA</b>						
i4 con modulo M-NSAT, AS/3 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	

# Sensori SpO2

## SpO2 Sensors

# GUIDO AMMIRATA






[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>GE HEAL THCARE / DATEX OHMEDA</b>						
AS/3, AS/3 Compact, Aespire, Aespire 15, CG/2S, CH-RS, CH/2S, CH/S, CS/3, CS/5, CS/5 Compact, Capnomac Ultima, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap/5, Light Monitor, M-ESTP, M-NESTPR, M-PRESTN, OSP-200, Oscar II, Satellite, Satellite Plus II, Satellite Trans, System 5, Trans Plus, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO (Datex Tech)	OXY-F-DB	E	<b>AMSPO2CA015-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio
		E	<b>AMSPO2SA015-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
	OXY-W-DB	E	<b>AMSPO2WN015-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Pulsossimmetri portatili (GE Ohmeda TuffSat*, 3775), Pulsossimmetri da tavolo (serie 3700, 3800, 3900, 3900P), Misuratori di gas respiratori (4700, 5250 RGM), Monitor modulari CARESCAPE e S/5, AS/3 , Monitor modulari CS/3 con modulo M-OSAT, Cardiocap*/5 con opzione N-XOSAT (TruSignal Tech)	TS-F-D	E	<b>AMSPO2CA003-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio
	TS-SA-D	E	<b>AMSPO2SA003-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN003-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Ohmeda 3755, Ohmeda 3700 Series, Ohmeda 3800, Ohmeda 3900, Ohmeda 3900P, Ohmeda 4700, AS/3 con modulo M-OSAT, CS/3 con modulo M-OSAT, Cardiocap/5, S/5 con M-OSAT, TuffSat, B40i, B60i, B450, B650, i4 con modulo E-serie (Datex Tech)	TS-F4-GE	E	<b>AMSPO2CA016-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 11-pin rettangolo, blu
	TS-SA4-GE	E	<b>AMSPO2SA016-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN016-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>GE HEALTHCARE / CRITIKON / DINAMAP</b>						
Corometrics 250 Series, Dinamap ProCare, Dinamap ProSeries V2, Dinamap Pro 1000 V3, Modulo ENSAT per monitor modulari S/5, AS/3, CS/3 e monitor modulari Carescape, Carescape B650, Carescape V100, Compact Dinamap MPS, Pro 1000, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
1000, 3000, 9710, 9720, Compact, Dinamap Select, M-NSAT Modules, MPS, Oxyshuttle, Plus, Pro 1000, Pro 300, Pro 300/400, Pro 400, Pro Series, ProCare, SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>GE HEALTHCARE / CRITIKON / DINAMAP</b>						
Dinamap ProCare, Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400, ProSeries V2, V300 (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>GE MARQUETTE</b>						
Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Module, Procure B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 (Nellcor Tech OxiMax)	70124021 407705-006 2023211-001	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Cardioserv, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle 1000, Eagle 4000, Eagle Series, Hellige Eagle, Hellige SMK, MAC-Lab, PDM Module, Procure B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, PDM Module, Procure B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar Series, TRAM Modular, Tram 451, i/9500, i/9500 (Tram 451N5/851N5), x50SL Series (Masimo Tech LNCS)	2027258-001	E	<b>AMSPO2CA004-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, tri-slot
		E	<b>AMSPO2SA004-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN004-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Monitor modulari Carescape e monitor modulari S/5, AS/3 e CS/3 con moduli E-(P)RESTM o E-PSM(P)/E-PSMP, Carescape V100 con opzione TruSignal, Responder, Monitor B20 e B40 (Datex Tech)		E	<b>AMSPO2CA016-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 11-pin rettangolo, blu
		E	<b>AMSPO2SA016-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN016-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>GE TRUSIGNAL / OXYTIP+</b>						
GE TruSignal (TruSignal Tech)	TS-E2-GE	O	<b>AMMSPO2GETS-E2-O</b>	Sensore a Clip da orecchio per Adulti/Bambini	2 m	
	TS-F-D	O	<b>AMMSPO2GETS-F-D-O</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti/Bambini	1 m	

**Sensori SpO2****SpO2 Sensors****GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>GE TRUSIGNAL / OXYTIP+</b>						
GE TruSignal (TruSignal Tech)	TS-F-D	E	<b>AMSP02CA003-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio
	TS-SA-D	E	<b>AMSP02SA003-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN003-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>MASIMO</b>						
M-LNCS DCI	2501	O	<b>AMM2501</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 m	
LNCS DC-I	1863	O	<b>AMM1863</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 m	
LNCS DB-I	2653	O	<b>AMMSPO2LNCSDBI</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	0,9 M	
RED DBI-DC8	2644	O	<b>AMM2644</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	2,4 m	
RED DCI-DC3	2053	O	<b>AMM2053</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 m	
RED DCI-DC12	2054	O	<b>AMM2054</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3,6 m	
LNCS DC-I	1863	E	<b>AMSP02CA004-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, tri-slot
LNCS DB-I	2653	E	<b>AMSP02SA004-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN004-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>MASIMO</b>						
RED DCI-DC12	2054	E	<b>AMSPO2CA006-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
RED DBI-DC8	2644	E	<b>AMSPO2SA006-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN006-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
LNOP DCI-DC12	1969	E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
Accutorr V, DPM Central Station, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Passport V	512F-30-28263	O	<b>AMMSPO2512F</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti		
Accutorr V, Accutorr Plus, Accutorr V, Duo, EPM4, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21 (Masimo Tech LNOP)	0600-00-0120	E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
PM-5000, PM-6000, PM-8000, iPM-9800 (Mindray Tech)		E	<b>AMSPO2CA017-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA017-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN017-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
Accutorr V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7, Duo, EPM4, MEC 12, MPM, PM 6000, PM 6800, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Passport 12, Passport 2, Passport 2LT, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21, VS 800, cPM 12, cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 (Masimo Tech LNCS)	0600-00-0126	E	<b>AMSPO2CA004-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2SA004-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN004-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	



**Sensori SpO2****SpO2 Sensors****GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
6201, 809B, Accutorr Plus, Accutorr V, DPM Central Station, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, PM-50, PM-60, PM-60Vet, Passport, Passport 2, Passport V, Passport XG, Spectrum, Trio, VS 800, VS 900, iPM-9800, uMEC10, uMEC12, uMEC15 (Nellcor Tech OxiSmart)	512F-30-28263	E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
	512E-30-90390	E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
	518C 040-000407-00	E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Monitor BeneVision, BeneView, iPM, iMEC, serie uMEC, VS-600/900, defibrillatori BeneHeart, DPM6, DPM7, Accutorr 3, Accutorr 7, Passport 12, Passport 8 (Mindray Tech)	115-012807-00 512FLH	E	<b>AMSPO2CA014-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 7-pin rotondo, blu
		E	<b>AMSPO2SA014-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN014-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V, Passport XG, Trio, VS 800, VS 900 (Mindray Tech)	040-001403-00 0600-00-0094	E	<b>AMSPO2CA010-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°
		E	<b>AMSPO2SA010-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN010-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Panorama Telepack 608 (Nonin Tech)	100-000077-00	E	<b>AMSPO2CA011-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 DB-9 maschio
		E	<b>AMSPO2SA011-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN011-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
Accutor V, Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800, iPM12VET (Nellcor Tech OxiMax)	9000-10-05161 7000-10-24520 0060-00-0051	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>NELLCOR / COVIDIEN</b>						
Medtronic Covidien Sensors (Nellcor Tech OxiMax)	DS-100A	O	<b>NELLDS100A</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 M	
N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB- 3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM100N, PM10N, Sensori con tecnologia 9-pin Nellcor OxiMax (Nellcor Tech OxiMax)	DS-100A	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
N-10, N-100, N-180, N-190, N-20, N-200, N-30, N-3000, N-390, N-395, N-6000, NPB-190, NPB-195, NPB-290, NPB-295, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, Symphony N-3000 (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>NIHON KOHDEN</b>						
Blupro sensor (Nihon Kohden Tech)	TL-201T	O	<b>AMMSPO2TL201T-O</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 M	
	TL-220T	O	<b>AMMSPO2TL220T-O</b>	Sensore Multipaziente per Adulti/Bambini	0,9 M	
2303 Life Scope I, 2303K, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 Life Scope P, 5135 Life Scope A, BSM 2350 Life Scope L, BSM 4101, BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-230K, BSM-2351, BSM-2351A, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, GZ-130P, Life Scope TR, MSM 2301K, OLV-3100J/K, Oxipal P225F (Nihon Kohden Tech)	TL-201T	E	<b>AMSPO2CA007-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 9-pin rettangolo
	TL-201T TL-101T P224A P225F	E	<b>AMSPO2CA007XL-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA007-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN007-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	







**Sensori SpO2****SpO2 Sensors****GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>NIHON KOHDEN</b>						
AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, BSM-6000 series, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
BSM-1102 Life Scope EC, BSM-2300, BSM-2304 iPro (Life Scope i), BSM-4100, BSM-4102 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104 Procyon (Life Scope P), BSM-4104A, BSM-4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4114 Procyon (Life Scope P), BSM-4114A, BSM-5100, BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor SpO2) (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
	OXI-A/N	E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
SVM-7501, SVM-7503, SVM-7521, SVM 7600 Series (Nihon Kohden Tech)		E	<b>AMSPO2CA012-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 9-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°
		E	<b>AMSPO2SA012-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN012-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
2303 Life Scope I, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 4114A, 5135, BSM-2301, BSM-2351, BSM-4101, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-5105, BSM-6000, BSM-9101, Life Scope A, Life Scope J, Life Scope P, PVM-2701 (Nihon Kohden Tech)		E	<b>AMSPO2CA008-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 14-pin rettangolo, blu
		E	<b>AMSPO2SA008-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN008-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
<b>NONIN</b>						
2120, 2500, 2500A, 7500, 8000Q, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 9600, 9700, 9840, 9843, 9847V, Xpod 3012, Xpod 3012LP (Nonin Tech)	8000AA	E	<b>AMSPO2CA011XS-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio
	8000AA-3	E	<b>AMSPO2CA011-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
	8000SL-3	E	<b>AMSPO2SA011-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN011-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>PHILIPS</b>						
862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS (Philips Tech)	M1191B	O	<b>AMMPHM1191B-O</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	2 M	
	M1191BL	O	<b>AMMPHM1191BL-O</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
	M1193A	O	<b>AMMPHM1193A</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1,5 M	
	M1196A	O	<b>AMMPHM1196A-O</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 m	
FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 (Nellcor Tech OxiMax)	M4789A	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
C1, C3, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, M3, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3001A A01C18, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Defibrillatori Philips Heartstart e IntelliVue, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4, VM6, VM8, Viridia 24C (Philips Tech)	M1196A	E	<b>AMSPO2CA009XL-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 8-pin connettore a D maschio
	M1191A M1191B	E	<b>AMSPO2SA009-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
	M1191A M1191B	E	<b>AMSPO2SA009XL-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
	M1193A	E	<b>AMSPO2WN009-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	

**Sensori SpO2****SpO2 Sensors****GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>PHILIPS</b>						
78352C, 78354C, 78834C, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863069, 863073, 863077, 863266, C1, FM20, FM30, FM40, FM50, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020A, M1020B, M1025B, M1205A, M1350B, M1350C, M1722A, M1722A/B, M1722B, M1732A, M1732A/B, M1732B, M2475B, M2600A, M2601A, M2703A, M2704A, M2705A, M3, M3000A, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3001A A01C18, M3002A, M3500B, M3535A, M3536A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AS, M8105AT, MCMS, MP 30, Merlin Systems, V24, V26, Viridia A1, Viridia A3 (Nellcor Tech OxiSmart)	M1196T	E	<b>AMSP02CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
	M1191T	E	<b>AMSP02SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
	M1193T	E	<b>AMSP02WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>PHILIPS / GOLDWAY</b>						
UT6000A, G30, G60 (Philips Tech)		E	<b>AMSP02CA009XL-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 8-pin connettore a D maschio
		E	<b>AMSP02SA009-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02SA009XL-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSP02WN009-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Vet 420A, Vet 600A (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSP02CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSP02SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
UT4000Apro, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000F Pro, UT6000A, Vet 420A (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSP02CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSP02SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSP02WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>PHYSIO CONTROL / MEDTRONIC</b>						
Lifepak 15	11996-000331	O	<b>AMM11996-00031</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	0,9 m	
	11171-000053	O	<b>AMMSPO211171000053</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	0,9 m	
	11996-000332	O	<b>AMM2054</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3,6 m	
Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
Lifepak 12, Lifepak 15 (Nellcor Tech OxiMax)	11996-000060	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>SCHILLER</b>						
Propaq CS, Encore, Micropaq (New), ARGUS OXM PLUS, ARGUS VS-100 (Masimo Tech LNOP)	01-02-0730 01-02-0712	E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
Argus VCM (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Argus CM8, Argus TM-7 (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	



**Sensori SpO2****SpO2 Sensors****GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>SPACELABS</b>						
Ultraview, Ultraview SL, Ultraview SL 2700 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
90351-0/6, 90369, 90465, 90466, 90467, 90489, 90496, 90367 Ultraview, 90651A-08, 91367, 91369, Elance Series, IM77 (Nellcor Tech OxiSmart)	015-0660-00	E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
<b>WELCH ALLYN</b>						
45NEO-E1 LX, 53STP, Propaq CS, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs IXi (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	
1500, 42NT0-E1 LX, 53NT0, 53NTP, 71WT-B Connex Spot, 73CE-B, 73CT-B, 74CE-B, 74CT-B, 74CX-B, 75CE-B, 75CT-B, 901058, Atlas, Atlas 6200 Series, Connex 6000 series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 (Nellcor Tech OxiMax)	900-0021-00	E	<b>AMSPO2CA001-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA001-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN001-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
Atlas, Micropaq, Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Propaq CS, Spot Vital Signs, Vital Signs (Nellcor Tech OxiSmart)		E	<b>AMSPO2CA002-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	1 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura
		E	<b>AMSPO2SA002-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	1 M	
		E	<b>AMSPO2WN002-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	1 M	
71WE-B, 71WT-B Connex Spot, 71WX-B Connex Spot, 73WT-B Connex Spot, 73WX-B, 75 MT-B Connex Spot, Spot Vital Signs 4400 (Nonin Tech)		E	<b>AMSPO2CA011-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 DB-9 maschio
		E	<b>AMSPO2SA011-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN011-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	SENSORE	L.	IMMAGINE
<b>ZOLL</b>						
X Series, X Series Advanced	8000-0377	O	<b>AMM2644</b>	Sensore Soft da dito per Adulti		
E Series, M Series, R Series (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSPO2CA005-E</b>	Sensore a Clip da dito per Adulti	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI
		E	<b>AMSPO2SA005-E</b>	Sensore Soft da dito per Adulti	3 M	
		E	<b>AMSPO2WN005-E</b>	Sensore Soft a Fascia per Neonati	3 M	

## CAVI ESTENSIONE PER SPO2

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>BIOLIGHT</b>						
Anyview A2E, Anyview A3, Anyview A5, Anyview A6, Anyview A8, BLT A3, BLT A4, BLT A5, BLT A6, BLT V6, BLT A7 (Digital Tech)		E	AMSPO2EX013-E	2,2 M	 6-pin rotondo, blu	 DB-9 femmina
<b>DRAEGER / SIEMENS</b>						
Vista 120 (Nellcor Tech OxiSmart)	2606487	E	AMSPO2EX012-E	2,2 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°	 Nellcor DB-9 femmina
Vista 120 (Nellcor Tech OxiMax)	MS20979	E	AMSPO2EX002-E	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Infinity Delta, Infinity Gamma, Infinity Kappa, Infinity MultiMed Pod, Infinity Vista, SC 6002XL, SC 7000, SC 8000, SC 9000XL (Nellcor Tech OxiSmart)	3368433	E	AMSPO2EX014-E	1,2 M	 6-pin rotondo, blu	 DB-9 femmina
	3375834	E	AMSPO2EX014XL-E	2,2 M	 7-pin rotondo, blu	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Narkomed 6400 (Nellcor Tech OxiMax)		E	AMSPO2EX001-E	2,2 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>EDAN</b>						
M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80, iM8A, iM8B, iM9, iM9A (Nellcor Tech OxiSmart)	M13-30691	E	AMSPO2EX012-E	2,2 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°	 DB-9 femmina
X12 (Nellcor Tech OxiSmart)		E	AMSPO2EX010-E	1,1 M	 6-pin rotondo, blu	 DB-9 femmina
		E	AMSPO2EX010XL-E	2,2 M	 7-pin rotondo, blu	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>FUKUDA DENSHI</b>						
Dynascope DS-7100, LX-7230N (Nellcor Tech OxiMax)		E	AMSPO2EX001-E	2,2 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura	 Nellcor Oximax DB-9 femmina

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>FUKUDA DENSHI</b>						
Dynascope DS-7100, DS-7300 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 	14-pin rettangolo, connettore SCSI Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>GE HEALTHCARE / DATEX OHMEDA / CRITIKON / DINAMAP</b>						
Carescape T14, Carescape T4	2062190-001	O	<b>AMMSPO22062190-001</b>			
B40 Patient Monitor v3	TS-G3	O	<b>AMMCTSG-3</b>	3 M		
E-PRESTN, S/5 con moduli della serie E, TruSignal, i4 con moduli della serie E, Carescape B125, Carescape B650, Carescape V100, ProCare B20, Procare B40 (GE TruSignal Tech)	TS-G3	E	<b>AMSPO2EX015-E</b>	2,2 M		11-pin rettangolo, connettore GE blu
		E	<b>AMSPO2EX015XL-E</b>	3 M		GE DB-9 femmina
Carescape B650, Carescape V100, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400 (Nellcor Tech OxiMax)	2008773-001	E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M		14-pin rettangolo, connettore SCSI Nellcor Oximax DB-9 femmina
Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Auscultatory 400 (Nellcor Tech OxiMax)	EC8	E	<b>AMSPO2EX001-E</b>	2,2 M		DB-9 maschio, doppia scanalatura Nellcor Oximax DB-9 femmina
ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400 (Masimo Tech LNOP)	2009743-001	E	<b>AMSPO2EX005-E</b>	2,2 M		Connettore LNOP
Carescape B125, Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 con tecnologia Masimo, S/5, Dinamap ProCare con Masimo Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Auscultatory 400, ProSeries V2, V300, Giraffe Infant Warmer (Masimo Tech LNCS)	2027263-002	E	<b>AMSPO2EX003-E</b>	2,2 M		11-pin rettangolo, connettore GE blu DB-9 femmina




MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>GE HEALTHCARE / DATEX OHMEDA / CRITIKON / DINAMAP</b>						
Dinamap Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 (Nellcor Tech OxiSmart)	2006644-001	E	<b>AMSPO2EX016-E</b>	2,2 M	 	11-pin rettangolo, connettore GE blu DB-9 femmina
B105, B125, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100 (Nellcor Tech OxiMax)	2021406-001	E	<b>AMSPO2EX017-E</b>	3 M		11-pin rettangolo, connettore GE blu Nellcor Oximax DB-9 femmina
3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700, 5250, AS/3 con modulo M-OSAT, CS/3 con modulo M-OSAT, Cardiocap/5, S/5 con modulo M-OSAT, TuffSat (GE TruSignal Tech)	TS-H3	E	<b>AMSPO2EX018-E</b>	3 M		7-pin rettangolo, nero GE DB-9 femmina
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 (Nellcor Tech OxiMax)	EC8	E	<b>AMSPO2EX001-E</b>	2,2 M		DB-9 maschio, doppia scanalatura Nellcor Oximax DB-9 femmina
Monitor modulari Carescape e monitor modulari S/5, AS/3 e CS/3 con moduli E-(P)RESTN o E-PSM(P) / E-PSMP Carescape V100 con opzione TruSignal, Responder, monitor B20 e B40 (GE TruSignal Tech)	TS-G3	E	<b>AMSPO2EX015-E</b>	2 M		
		E	<b>AMSPO2EX015XL-E</b>	3 M		GE DB-9 femmina
Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, Mac Lab, PDM Module, Procare B40, SOLAR, Solar 8000, Solar 8000M, TRAM Modular, Tram 451, i/9500, x50SL Series (Nellcor Tech OxiSmart)	2006644-001	E	<b>AMSPO2EX016-E</b>	2,2 M		11-pin rettangolo, connettore GE blu DB-9 femmina
8000 e Eagle 1000, CardioLab, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, MAC-Lab, PDM Module, Procare B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar Series, TRAM Modular, Tram 451, i/9500, i/9500 (Tram 451N5/851N5), x50SL Series (Masimo Tech LNCS)	2027263-002	E	<b>AMSPO2EX003-E</b>	2,2 M		11-pin rettangolo, connettore GE blu DB-9 femmina

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, PDM Module, Procare B40, SOLAR, Solar 8000, Solar 8000M, TRAM Modular, Tram 451, i/9500, x50SL Series (Nellcor Tech OxiMax)	2021406-001	E	<b>AMSPO2EX017-E</b>	3 M	 11-pin rettangolo, connettore GE blu	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>MASIMO</b>						
LNC-10	1814	O	<b>AMM1814</b>	3 m		
Red LNC-04	2055	O	<b>AMM2055</b>	1,2 m		
Red LNC-10	2056	O	<b>AMM2056</b>	3 m		
LNC-4	2017	O	<b>AMM2017</b>	1,2 m		
RD SET MD20 - 05	4072	O	<b>AMM4072</b>	1,5 M		
	9476	O	<b>AMMSPO22062190-001</b>			
LNOP PC-08	1005	E	<b>AMSPO2EX005-E</b>	2,4 m	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Connettore LNOP
RD SET MD20 - 12	4104	E	<b>AMSPO2EX006-E</b>	3 M	 20-pin rettangolo, connettore SCSI	 Connettore RD Set

**Cavi Estensione SpO2****SpO2 Extension Cables**

# GUIDO AMMIRATA

www.ammirata.it




MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>MASIMO</b>						
RED LNC		E	AMSPO2EX004-E	2,2 M	 20-pin rettangolo, connettore SCSI	 DB-9 femmina
GE LNC		E	AMSPO2EX003-E	2,2 M	 11-pin rettangolo, connettore GE blu	 DB-9 femmina
<b>MINDRAY</b>						
DPM3, DPM4, DPM5	0010-30-42625	O	AMM001-30-42625			
Monitor MEC Series, VS-800 Vital Signs monitor, VS 800, VS 900, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 2000, PM 7000, PM 6000 (New), PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, VS-800, Datascope Trio, Trio, Accutorr V, Passport V, Passport XG, 809B, 6201, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo (Nellcor Tech OxiSmart)	561A 0010-20-42594	E	AMSPO2EX012-E	2,2 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 40°	 DB-9 femmina
DPM4, DPM5, PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM-9000Vet, Trio (Nellcor Tech OxiMax)	571B 0010-20-42595	E	AMSPO2EX011-E	3 M	 6-pin, connettore Lemo scanalatura doppia 80°	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Accutorr 3, Accutorr 7, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, MEC 12, MPM, PM 6800, Passport 12, Passport 8, iPM-9800 (Nellcor Tech OxiSmart)	562B 040-001443-00	E	AMSPO2EX010-E	1,1 M	 7-pin rotondo, blu	 DB-9 femmina
	562A 0010-20-42710	E	AMSPO2EX010XL-E	2,2 M	 11-pin rettangolo, connettore GE blu	 DB-9 femmina
Accutorr V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7, Duo, EPM4, MEC 12, MPM, PM 6000, PM 6800, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Passport 12, Passport 2, Passport 2LT, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21, VS 800 (Masimo Tech LNCS)		E	AMSPO2EX003-E	2,2 M	 11-pin rettangolo, connettore GE blu	 DB-9 femmina





MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>MINDRAY</b>						
Accutorr Plus, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2EX001-E</b>	2,2 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Accutor V, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series (Nellcor Tech OxiMax)	0012-00-1464	E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Accutorr Plus, Accutorr V, Duo, Passport 2, Passport 2LT, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21 (Masimo Tech LNOP)	0012-00-1099-01	E	<b>AMSPO2EX005-E</b>	2,4 m	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Connnettore LNOP
<b>NELLCOR</b>						
	DOC-10	O	<b>NELLDOC10</b>	3 M		
N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, PM1000N, PM100N, Ossimetri che richiedono sensori Nellcor OxiMax (Nellcor Tech OxiMax)	DOC-10	E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM10N, Sensori con tecnologia Nellcor OxiMax e 9 pin (Nellcor Tech OxiMax)	DEC-8	E	<b>AMSPO2EX001-E</b>	2,2 M	 DB-9 maschio, doppia scanalatura	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>NIHON KOHDEN</b>						
	JL-900P	O	<b>AMMSPO2CJL900P-O</b>	2,2 M		
BSM-2300, BSM-2304A, BSM-4100, BSM-4104A, BSM-4114A, BSM-5100 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina








**Cavi Estensione SpO2****SpO2 Extension Cables**

# GUIDO AMMIRATA

www.ammirata.it

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>NIHON KOHDEN</b>						
BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2301A, BSM-2303 Life Scope I, BSM-230K, BSM-2351, BSM-2351A, BSM-2353 Life Scope L, BSM-4100, Life Scope P, BSM-4101, BSM-4103, BSM-4111, BSM-4113 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, BSM-5135 Life Scope A, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope TR, MU-651RA (Nihon Kohden Tech)	JL-900P	E	AMSPO2EX007-E	2,2 M		Nihon Kohden DB-9 femmina
		E	AMSPO2EX007XL-E	3 M		Nihon Kohden DB-9 femmina
<b>NONIN</b>						
7500, 9600, 9700 (Nellcor Tech OxiMax)		E	AMSPO2EX001-E	2,2 M		Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>PHILIPS</b>						
78352A, 78352C, 78833A, 78833C, 78834A, M1020A, M1722A/B, M1732A/B, M2475B (Philips Tech)	M1940A M1940B	E	AMSPO2EX008-E	2,2 M		8-pin, Philips femmina D
C1, C3, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, M3, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3001A A01C18, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Defibrillatori Philips Heartstart e IntelliVue, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4, VM6, VM8, Viridia 24C (Philips Tech)	M1941A M1941B 989803105681	E	AMSPO2EX009-E	2,2 M		8-pin, Philips connettore femmina D
Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, SureSigns VS2, SureSigns VS3, SureSigns VS4 (Nellcor Tech OxiMax)	M4787A	E	AMSPO2EX001-E	2,2 M		Nellcor Oximax DB-9 femmina

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>PHILIPS</b>						
Prodigy, VS1 (Nellcor Tech OxiMax)	M4780A	E	AMSPO2EX002-E	3 M	 	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>PHILIPS / GOLDWAY</b>						
Vet 420A (Nellcor Tech OxiMax)		E	AMSPO2EX001-E	2,2 M	 	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
<b>PHYSIO CONTROL / STRYKER</b>						
Lifepak 12, Lifepak 15 (Nellcor Tech OxiMax)	11110-000176	E	AMSPO2EX001-E	2,2 M	 	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 11, Lifepak 20, Lifepak 20E (Nellcor Tech OxiMax)		E	AMSPO2EX002-E	3 M		 Nellcor Oximax DB-9 femmina
Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E (Masimo Tech LNOP)	11171-000008	E	AMSPO2EX005-E	2,4 m		 Connettore LNOP
Lifepak 15 (Masimo Tech LNCS)		E	AMSPO2EC004-E	2,2 M		 DB-9 femmina
Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E (Masimo Tech LNCS)		E	AMSPO2EX003-E	2,2 M		 DB-9 femmina
<b>WELCH ALLYN</b>						
1500, 42NT0-E1 LXI, 53N0P, 53NT0, 53NTP, 75 MT-B Connex Spot, All, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 (Nellcor Tech OxiMax)	008-0742-00	E	AMSPO2EX001-E	2,2 M		 Nellcor Oximax DB-9 femmina

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	MONITOR	SENSORE
<b>WELCH ALLYN</b>						
1500, 42NT0-E1 LXi, 71WT-B Connex Spot, 73CE-B, 73CT-B, 74CE-B, 74CT-B, 74CX-B, 75CE-B, 75CT-B, 901058, Connex 6000 series, Spot Vital Signs 42NTB-E1 (Nellcor Tech OxiMax)		E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
45NE0-E1 LX, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42MTB-E1 (Masimo Tech LNOP)	008-0824-00	E	<b>AMSPO2EX005-E</b>	2,4 m	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Connettore LNOP
65MTPX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Connex 6000 series (Masimo Tech LNCS)		E	<b>AMSPO2EC004-E</b>	2,2 M	 20-pin rettangolo, connettore SCSI	 DB-9 femmina
<b>ZOLL</b>						
E Series, M Series, R Series (Nellcor Tech OxiMax)	WA-DOC-10	E	<b>AMSPO2EX002-E</b>	3 M	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Nellcor Oximax DB-9 femmina
E Series, M Series, R Series (Masimo Tech LNOP)		E	<b>AMSPO2EX005-E</b>	2,4 m	 14-pin rettangolo, connettore SCSI	 Connettore LNOP
X Series (Masimo Tech LNCS)		E	<b>AMSPO2EC004-E</b>	2,2 M	 20-pin rettangolo, connettore SCSI	 DB-9 femmina
E Series, M Series, R Series (Masimo Tech LNCS)		E	<b>AMSPO2EX003-E</b>	2,2 M	 11-pin rettangolo, connettore GE blu	 DB-9 femmina

## Cavi Paziente

## Patient Cables

Cavi paziente per monitor, defibrillatori, telemetrie, ecocardiografi ecc. destinati alla maggior parte dei prodotti presenti sul mercato.

Utilizziamo connettori pienamente compatibili con gli apparecchi ai quali i cavi sono destinati: dai tradizionali connettori AAMI a 6 pin, fino ai connettori tipici dei vari produttori. I terminali sono a snap, pinza o banana a seconda del riferimento originale. I cordoni dei cavi sono schermati contro le interferenze con più strati protettivi di vari materiali idonei.

### CAVO ECG INTERO



Spinotto



Partitore



Terminali

### CAVO TRONCO E DERIVAZIONI



Spinotto



Partitore




Connettore




Terminali


### TERMINALI



Banana



Bottone/Snap



Pinza/Grabber




#### Legenda:

#OEM = riferimento a codici originali



V. = Versione Originale / Versione Equivalente





N = Numero di Terminali





## CAVI ECG INTERI







MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>AAMI</b>						
AAMI - Tutti i modelli		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
<b>BIOLIGHT</b>						
M8000, M9000		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
M8500, M9500		E	AMECGO5S003-E	5	BOTTONE	
BLT-1203, BLT E12A, BLT E12, E65, E70, E80		E	AMECGO10B002-E	10	BANANA	
		E	AMECGO10S002-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G002-E	10	PINZA	
<b>CARDIAC SCIENCE</b>						
Holter X12+		E	AMECGO10S004-E	10	BOTTONE	
<b>CARDIOLINE</b>						
Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 30D, Delta 60, Delta 60D, Delta 1plus, Delta 3plus, Delta 3/6plus		E	AMECGO10B005-E	10	BANANA	
		E	AMECGO10S005-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G005-E	10	PINZA	
Serie AR600, Serie AR1200, Serie AR2100, Cardioline E1, Cardioline E1R, Cardioline E3, ECG100+, ECG200+, ECG100S, ECG200S, ECG100L, ECG200L		E	AMECGO10B006-E	10	BANANA	
		E	AMECGO10S006-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G006-E	10	PINZA	
<b>DRAEGER / SIEMENS</b>						
Air Shields HRRM-71-1, Air Shields HRRM-71-2, Air Shields II, Air Shields III, Porta-Fib I, Porta-Fib II, Porta-Fib III, System 5 (New), System 6 (Neonatal), Vitalert 2000, Vitalert 3000		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	


MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>DRAEGER / SIEMENS</b>						
Narkomed 6400		E	<b>AMECGO3S007-E</b>	3	BOTTONE	 11-pin rettangolare, verde Marquette
		E	<b>AMECGO3G007-E</b>	3	PINZA	
		E	<b>AMECGO5S007-E</b>	5	BOTTONE	
Somatom Emotion, Somatom Sensation	7396448	E	<b>AMECGO3G008-E</b>	3	PINZA	 4-pin Lemo
<b>EDAN</b>						
SE-1, SE-100, SE-3, SE-3C, SE-3WS, SE-300, SE-301, SE-6, SE-600, SE-601A, SE-601B, SE-601C, SE-12, SE-12 express, SE-1200, SE-1200 express, SE-1010 (no wireless), SE-1201, SE-1010PC, ST-1212, SE-1515 DP12, ST-1212, VE-100, VE-300, VE-1010		E	<b>AMECGO10B002-E</b>	10	BANANA	 DB15 NK
		E	<b>AMECGO10S002-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G002-E</b>	10	PINZA	
Elite V5, Elite V6, Elite V8, iM50, iM60, iM70, iM80, iM8, iM8A, iM9, iM9A, M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
Holter 2a gen.		E	<b>AMECGO5S009-E</b>	5	BOTTONE	 Connettore custom Edan
		E	<b>AMECGO7S009-E</b>	7	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10S009-E</b>	10	BOTTONE	
SE-2003, SE-2003 7D, SE-2012 (1a gen.)		E	<b>AMECGO5S010-E</b>	5	BOTTONE	 Connettore custom Edan
		E	<b>AMECGO7S010-E</b>	7	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10S010-E</b>	10	BOTTONE	
<b>ESAOTE</b>						
P80, P80six, P80power, P8000, P8000power, P8000 tele, Bluecg, MyCardiopad, MyCardiopad XL, AT-10 plus, AT-102 plus, Cardiovit M2015	9740410001	E	<b>AMECGO10B011-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S011-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G011-E</b>	10	PINZA	
Lifecard CF (3 canali x 3 fili)		E	<b>AMECGO3S012-E</b>	3	BOTTONE	 Connettore Lifecard
		E	<b>AMECGO3S012CL-E</b> CON CLIP PER CINTURA	3	BOTTONE	




MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>FUKUDA DENSHI</b>						
P80		E	<b>AMECGO10B011-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S011-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G011-E</b>	10	PINZA	
Cardimax FX2111, Cardimax FCP2155, Cardimax FCP7101, Cardimax FX3010, Cardimax FX4010, Cardimax FX7102, Cardimax FX7202, Cardimax FX7302, Cardimax FX7402, Cardimax FX7542, Cardimax FX8222, Cardimax FX8322, Cardimax FX8328		E	<b>AMECGO10B013-E</b>	10	BANANA	 DB15 Fukuda Denshi
		E	<b>AMECGO10S013-E</b>	10	BOTTONE	
Dynascope DS-7000, Dynascope DS-7100, Dynascope DS-7200, Dynascope DS-7300		E	<b>AMECGO3G014-E</b>	3	PINZA	 12-pin rotondo Fukuda Denshi
		E	<b>AMECGO5G014-E</b>	5	PINZA	
<b>GE DATEX OHMEDA</b>						
enGuard CM5		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN		E	<b>AMECGO3S007-E</b>	3	BOTTONE	 11-pin rettangolare, verde Marquette
		E	<b>AMECGO3G007-E</b>	3	PINZA	
		E	<b>AMECGO5S007-E</b>	5	BOTTONE	
<b>GE HEALTHCARE / CRITIKON / DINAMAP</b>						
Dinamap 8100T, Dinamap 8700 Series, Dinamap 9700 Series, MPS Select, Pro 1000		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
Carescape B650, Carescape B450, Carescape B850, Procure B40, Ultrasound Logiq 7, Logiq 5, Vivid i, Vivid q, Vivid S6		E	<b>AMECGO3S007-E</b>	3	BOTTONE	 11-pin rettangolare, verde Marquette
		E	<b>AMECGO3G007-E</b>	3	PINZA	
		E	<b>AMECGO5S007-E</b>	5	BOTTONE	
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 2000, MAC 3500, Microsmart M		E	<b>AMECGO10B015-E</b>	10	BANANA	 DB15 Marquette
		E	<b>AMECGO10S015-E</b>	10	BOTTONE	



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
Dash 1000, Dash 2500, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle, MAC-Lab, Procare B40, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 451, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Sys	2001292-001	E	<b>AMECGO3S007-E</b>	3	BOTTONE	 11-pin rettangolare, verde Marquette
	2021141-002	E	<b>AMECGO3G007-E</b>	3	PINZA	
		E	<b>AMECGO5S007-E</b>	5	BOTTONE	
<b>HEWLETT PACKARD</b>						
PageWriter 100, PageWriter 200, PageWriter 300, M1770A, M1771A, M1772A		E	<b>AMECGO10B017-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S017-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G017-E</b>	10	PINZA	
<b>MEDIANA</b>						
Defibrillator D500		E	<b>AMECGO3G018-E</b>	3	PINZA	 13-pin rotondo, verde
YM6000		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
YM303i, 406i, 412i, 812i		E	<b>AMECGO10B017-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S017-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G017-E</b>	10	PINZA	
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
Panorama, Passport 2, Spectrum, V-Series, 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Ballon Pump, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, PassportL, PassportEL, PassportXG, PassportXL, Passport2, Passport2LT, Passport5L, Trio, Spectrum, SpectrumOR, System82, System83, System90, System90T, System96, System97, System 98, DPM4, DPM5, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, PM 7000, PM 8000, PM 9000		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
Spectrum, Passport 2		E	<b>AMECGO10S004-E</b>	10	BOTTONE	 Mortara H12

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
DECG-03A, BeneHeart R3, BeneHeart R12		E	AMECGO10B002-E	10	BANANA	 DB15 NK
		E	AMECGO10S002-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G002-E	10	PINZA	
BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, DPM6, DPM7, MEC 1000, MPM, PM5000, PM6000, Passport 12, Passport 8, T8, cPM 12, cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800, Monitor Serie uMEC		E	AMECGO5G019-E	5	PINZA	 12-pin rotondo, Mindray
		E	AMECGO10G019-E	10	PINZA	
<b>MORTARA</b>						
X-12, H-12, X-12+, H-12+, Surveyor II, Surveyor X-12 Transmitter	9293-017-51 9293-017-50	E	AMECGO10S004-E	10	BOTTONE	 Mortara H12
Eli 10, Eli 10 mobile, Eli 150, Eli 210, Eli 250, Eli 350 (non per modulo WAM/AM12)		E	AMECGO10B020-E	10	BANANA	 DB15 standard
		E	AMECGO10S020-E	10	BOTTONE	
Surveyor		E	AMECGO10S021-E	10	BOTTONE	 12-pin Mortara
Eli 10, Eli 100, Eli 200, Eli 50, Eli 2000, Landscape, Portrait, Xscribe DOS		E	AMECGO10B022-E	10	BANANA	 DB15 Mortara
<b>NELLCOR / COVIDIEN</b>						
N-1000, N-200, N-250, NPB-3900, NPB-4000		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
<b>NIHON KOHDEN</b>						
BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2351A, BSM-4100 Life Scope P, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-4114A, BSM-5100 Life Scope A, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9101, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope 6700 Series, Life Scope J, Life Scope TR, PVM-2701, BSM-230K		E	AMECGO3G023-E	3	PINZA	 12-pin rettangolo, Nihon Kohden

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>NIHON KOHDEN</b>						
CardioMemory RAC-3003		E	AMECGO5S010-E	5	BOTTONE	 Connettore custom
		E	AMECGO7S010-E	7	BOTTONE	
		E	AMECGO10S010-E	10	BOTTONE	
TEC-7621C, TEC-7631C, TEC-7721C, TEC-7731C, TEC-7731K, TEC-7700, Cardiolife Defibrillatore Bifasico, OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A, OEC-6120J, OEC-6120K		E	AMECGO3G024-E	3	PINZA	 11-pin rotondo, Nihon Kohden
BSM-7102A, BSM-7300A, BSM-8108A, BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, BSM-8800A, Life Scope 12, Life Scope 6, Life Scope 7, Life Scope 8, Life Scope 9, MU-831RA, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC 5531E, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
Cardiofax C, Cardiofax GEM 9020K, Cardiofax M, Cardiofax Q, Cardiofax S, ECG-1150, ECG-1250, ECG-1250A, ECG-1250K, ECG-1350, ECG-1350A, ECG-1350k, ECG-2150, ECG-2250, ECG-2350, ECG-9010, ECG-9010K, ECG-9020, ECG-9020K, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9110K, ECG-9130, ECG-9130K, ECG-9132, ECG-9620, ECG-9620L	BJ-902D	E	AMECGO10B025-E	10	BANANA	 DB15 NK
		E	AMECGO10S025-E	10	BOTTONE	
	BJ-903D	E	AMECGO10G025-E	10	PINZA	
<b>PHILIPS</b>						
C3i		E	AMECGO10B002-E	10	BANANA	 DB15 NK
		E	AMECGO10S002-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G002-E	10	PINZA	
PageWriter 10, PageWriter 10i, Pagewriter 1513, PageWriter 154B/C, PageWriter 1514D, PageWriter 1515A, PageWriter 1515B, PageWriter 1517A, TC20, Eficia ECG100		E	AMECGO10B017-E	10	BANANA	 DB15 standard
		E	AMECGO10S017-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G017-E	10	PINZA	
StressVU Holter		E	AMECGO10S004-E	10	BOTTONE	 Mortara H12




MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>PHILIPS</b>						
863063 SureSigns VM4, 863064 SureSigns VM6, 863065 SureSigns VM6, 863066 SureSigns VM8, 863068 SureSigns VM6 863077 SureSigns VM3, 863085 SureSigns, 863087 SureSigns, 863088 SureSigns, 863300 Efficia CM100, 863301 Efficia CM10, 863302 Efficia CM120, 863303 Efficia CM12, 863304 Efficia CM150, M3002A Intellivue MMS X2, M8102A IntellivueMP2, M8105A Intellivue MP5, Agilent, Agilent 50XM, C Series, C3, CX50, Envisor, HD15, HeartStart MRx, HeartStart XL, Heartstart, Heartstream, IE33, IntelliVue Series	989803160801	E	AMECGO5B026-E	5	BOTTONE	 12-pin rotondo, Philips
	989803143191	E	AMECGO5G026-E	5	PINZA	
M3921A A1, M3923A A1, M3925A A1, M3927A A3, M3929A A3, iE33 xMatrix Ultrasound CX50		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
<b>PHILIPS / GOLDWAY</b>						
G30, G40, UT4000 A, UT4000 F, UT4000 Apro, UT4000 Fpro, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT4800, UT6000A, UT6000F		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
<b>PHYSIO CONTROL / MEDRONIC</b>						
Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E	11110-000029	E	AMECGO3S027-E	3	BOTTONE	 12-pin, Physio Control
	11110-000066	E	AMECGO5S027-E	5	BOTTONE	
		E	AMECGO10S027-E	10	BOTTONE	
Ready Link		E	AMECGO10B020-E	10	BANANA	 DB15 standard
		E	AMECGO10S020-E	10	BOTTONE	
Lifepak 10, Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, VSM-1ESF, VSM-2, VSM-2ESF, VSM-3		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
<b>SCHILLER</b>						
AT-1, AT-2, AT-2 Plus, AT-2 Light, AT-4, AT-5, AT-6, AT-10, AT-10+, AT-60, AT-100 AT-101, AT-104, AT-110, CS-6, CS-6/12, CS-12, MS-2007, MS-2010, MS-2015		E	AMECGO10B011-E	10	BANANA	 DB15 standard
		E	AMECGO10S011-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G011-E	10	PINZA	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>SPACELABS</b>						
CardioExpress SL3, CardioExpress SL6, CardioExpress SL12		E	AMECGO10B002-E	10	BANANA	 DB15 NK
		E	AMECGO10S002-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G002-E	10	PINZA	
400, 500, 600, 67112, 900, AriaTele, Medic 3, Medic 4, Medic 5, Medic 6, PC Bedside, PCMS, Series 500, Series 600, Series 900, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045, UltraView 90300, UltraView 90303, UltraView 90303B, UltraView 90308, UltraView 90309, UltraView 90367, UltraView 90369, UltraView 90385, UltraView 90387, UltraView 90400, UltraView 90408, UltraView 90425, UltraView 90428, UltraView 90431, UltraView 90432, UltraView 90470, UltraView 90496, UltraView 90600, UltraView 90603A, UltraView 90700, UltraView 90701, UltraView 90721, UltraView 90724		E	AMECGO3S001-E	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	AMECGO5S001-E	5	BOTTONE	
		E	AMECGO10B017-E	10	BANANA	
Voyager V6, Voyager V12		E	AMECGO10S017-E	10	BOTTONE	 DB15 standard
		E	AMECGO10G017-E	10	PINZA	
	72713	E	AMECGO3S028-E	3	BOTTONE	
Lifecard CF (3 canali x 3 fili)		E	AMECGO3S012-E	3	BOTTONE	 Connettore Lifecard
		E	AMECGO3S012CL-E CON CLIP PER CINTURA	3	BOTTONE	
<b>WELCH ALLYN</b>						
Serie AT, Serie SP, Serie CT, CP50, CP150, CP300		E	AMECGO10B011-E	10	BANANA	 DB15 standard
		E	AMECGO10S011-E	10	BOTTONE	
		E	AMECGO10G011-E	10	PINZA	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>WELCH ALLYN</b>						
CP10, CP20		E	<b>AMECGO10B020-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S020-E</b>	10	BOTTONE	
1500, Atlas, Atlas 6200 Series, PIC 30, PIC 40, PIC 50, Propaq Serie 100 Series, Propaq Serie 200, Propaq Serie 206 EMPSC, Propaq CS, Encore, Encore CS, Ultra Smart		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	
Serie AT, Serie SP, Serie CT, Cardio Perfect, CP50, CP150, CP300		E	<b>AMECGO10B017-E</b>	10	BANANA	 DB15 standard
		E	<b>AMECGO10S017-E</b>	10	BOTTONE	
		E	<b>AMECGO10G017-E</b>	10	PINZA	
<b>ZOLL</b>						
E Series, M Series, R Series, PD1200, PD1400, PD1600, PD1700, PD2000, D900		E	<b>AMECGO3S001-E</b>	3	BOTTONE	 6 pin rotondo, nero
		E	<b>AMECGO5S001-E</b>	5	BOTTONE	





## CAVI TRONCHI



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	MONITOR	PARTITORE
<b>DRAEGER</b>						
Vitalert 2000, Vitalert 3000, Vista 120	2606496	E	AMECGT001MD5-E	5	 6 pin rotondo, nero	 5 Twin pin EU
Narkomed 6400		E	AMECGT007ML5-E	5	 11-pin rettangolare, verde Marquette	 5 Multi-Link VS
<b>EDAN</b>						
iM20		E	AMECGT019RMR5-E	5	 12-pin, Mindray	 5 Twin pin EU
<b>GE HEALTHCARE / DATEX OHMEDA</b>						
Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN	2017003-001 2017003-002 2017003-003	E	AMECGT007ML5-E	5	 11-pin rettangolare, verde Marquette	 5 Multi-Link VS
		E	AMECGT007MR10-E	10	 10 Multi-Link VS	
<b>GE HEALTHCARE / CRITICON / DINAMAP</b>						
Carescape B105, Carescape B125, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, ProCare B20, Procure B40, Aisys CS2, Logiq 5, Logiq 7, Vivid 7, Vivid S5, Vivid S6, Vivid e80, Vivid e9, Vivid e90, Vivid e95, Vivid i	2017003-001 2017003-002 2017003-003	E	AMECGT007ML5-E	5	 11-pin rettangolare, verde Marquette	 5 Multi-Link VS
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1600, MAC 2000, MAC 3500, MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, Microsmart M	22341808	E	AMECGT015MQ10E	10	 DB15 Marquette	 10 pin Marquette
Dash 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, E-PRESTN, Eagle, Eagle Systems, MAC-Lab, PDM Module, Responder 2000, Responder 3000, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 451, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems		E	AMECGT007ML5-E	5	 11-pin rettangolare, verde Marquette	 5 Multi-Link

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	MONITOR	PARTITORE
<b>GE HEALTHCARE / MARQUETTE</b>						
Dash Series, Eagle, Solar, Tram, Mac Lab, Cath Lab System	416035-002	E	<b>AMECGT007MR10-E</b>	10		 10 Multi-Link VS
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
Monitor serie PM, MEC, Panorama, Passaporto 2, Spettro, Serie V, 2000, 2000A, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, Pallone Pompa, M/D3, M/D3A, M/D4, Passport, PassportIL, PassportEL, PassportXG, PassportXL, Passport2, Passport2LT, Passport5L, Trio, Spectrum, SpectrumOR, System82, System83, System90, System90T, System96, System97, System98	0010-30-42782 EV6101	E	<b>AMECGT001MD5-E</b>	5		 5 Twin pin EU
PM-6800, PM-6000 (post 2004) 12-pin, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, iPM Series, DPM6, DPM7, BeneHeart series	0010-30-42720 EV6202	E	<b>AMECGT019RMD3-E</b>	3		 3 Twin pin EU
	0010-30-42719 EV6201	E	<b>AMECGT019RMR5-E</b>	5		 5 Twin pin EU
BeneVision, BeneView, iPM, iMEC, Monitor Serie uMEC, Defibrillatori BeneHeart	0010-30-42722 EV6204	E	<b>AMECGT019RMQ10-E</b>	10		 10 Twin pin EU
<b>NIHON KOHDEN</b>						
BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2351A, BSM-4100 Life Scope P, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-4114A, BSM -5100 Life Scope A, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9101, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope 6700 Series, Life Scope J, Life Scope TR, PVM-2701, BSM-230K	JC-906P K922A	E	<b>AMECGT023NK8-E</b>	3/6		 8-pin Nihon Kohden

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	MONITOR	PARTITORE
<b>PHILIPS</b>						
43011A, 77000AC, 77020A, 77020AC, 77020AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 782xxA Series, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351T, 78352A, 78353A, 78353B, 78354A, 783xxA Series, 78532A, 78532B, 78534A, 78534B, 78534C, 785xxA, 785xxB, 785xxC, 786xxA, 786xxB, Agilent Sonos 5500, Codemaster XL, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2400A, M2406A, M2475B, M3500B	M1610A	E	<b>AMECGT030AA5-E</b>	5	 8-pin rotondo, Philips	 5-pin AA Style
860336 HeartStart MRx, 861290 HeartStart XL+, 863063 SureSigns VM4, 863064 SureSigns VM6, 863065 SureSigns VM6, 863066 SureSigns VM8, 863068 SureSigns VM6, 863077 SureSigns VM3, 863085 SureSigns, 863086 SureSigns, 863087 SureSigns, 863088 SureSigns, 863300 Efficia CM100, 863302 Efficia CM120, 863303 Efficia CM12, 863304 Efficia CM150, 863320 Efficia, 863321 Efficia, 863322 Efficia, 866199 Efficia DFM100, M1001A/B, M1002A/B, M3000A Intellivue MMS Basic, M3001A Intellivue MMS, M3002A Intellivue MMS X2, M3046A M4, M3534A HeartStart MRx, M3535A HeartStart MRx, M3536A HeartStart MRx ALS, M4735A HeartStart XL, M8102A Intellivue MP2, M8105A Intellivue MP5	M1669A 989803145071	E	<b>AMECGT026PH3-E</b>	3	 12-pin rotondo, Philips	 3-pin Din Style
	M1668A 989803145061	E	<b>AMECGT026PH5-E</b>	5	 5-pin Din Style	

## DERIVAZIONI

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>AAMI</b>						
AAMI - Tutti i modelli compatibili DIN Style		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>BIOLIGHT</b>						
Any View A2E, Any View A3, Any View A5, Any View A6, Any View A8, BLT Q3, BLT Q5, BLT Q7		E	<b>AMECGD3S003-E</b>	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	<b>AMECGD3G003-E</b>	3	PINZA	
Any View A2E, Any View A3, Any View A5, Any View A6, Any View A8, BLT Q3, BLT Q5, BLT Q7		E	<b>AMECGD5G004-E</b>	5	PINZA	 Integrated Din Style
<b>CARDIOLINE</b>						
Click Holter		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>DRAEGER</b>						
Infinity M300, Infinity M540, MultiMed Plus, MultiMed Plus OR	MS17185	E	<b>AMECGD6S005-E</b>	6	BOTTONE	 Integrated Din Style Draeger
Narkomed 6400, Vitalert 2000, Vitalert 3000		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
Narkomed 6400		E	<b>AMECGD3G006-E</b>	3	PINZA	 Integrated Twin Pin
<b>EDAN</b>						
M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
iM20, iM70, iM80		E	<b>AMECGD5G007-E</b>	5	PINZA	 Individual Twin Pin



MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>GE HEALTHCARE / DATEX OHMEDA</b>						
AS/3, Aestiva/5, CS/3, Cardiocap II, Cardiocap/5, E-PRESTN, Satelite Plus S/5	545315	E	AMECGD3G006-E	3	PINZA	 Integrated Twin Pin
Aestiva/5, E-PRESTN, M-PRESTN, Unity, enGuard CM5		E	AMECGD5S002-E	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>GE HEALTHCARE / CRITICON / DINAMAP</b>						
Logiq 5, Logiq 7, Vivid e9, Vivid i, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, Pro 1000, Procure B40		E	AMECGD3G006-E	3	PINZA	 Integrated Twin Pin
Logiq 5, Logiq 7, Vivid 7, Vivid S5, Vivid S6, Vivid S60, Vivid S60N, Vivid S70, Vivid S70N, Vivid T8, Vivid e9, Vivid e90, Vivid e95, Vivid i, Vivid iq, Vivid iq 4D, Vivid iq Premium, Vivid q, 8100T, 8700 Series, 8700/9700, 9700 Series, Carescape B450, Carescape B650, Carescape B850, MPS Select, Pro 1000, Procure B40		E	AMECGD5S002-E	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>GE MARQUETTE</b>						
CAM, CAM14, CAM HD, CardioSmart, CardioSoft, CardioSys, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 2000, MAC 3500, MAC 400, MAC 500, MAC 5000, MAC 5000ST, MAC 5500, MAC 600, MAC 800		E	AMECGD10S008-E	10	BOTTONE	 Individual Multi-Link VS
		E	AMECGD10G008-E	10	PINZA	 Individual Multi-Link
ApexPro CH, Dash 1000, Dash 2500, Dash 2000, Dash 3000, Dash 4000	414556-003 414556-004	E	AMECGD5G009-E	5	PINZA	 Individual Din Style
Dash 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle, Eagle Systems, MAC-Lab, PDM Module, Responder 2000, Responder 3000, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 451, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems		E	AMECGD5S002-E	5	BOTTONE	 Individual Din Style
Dash 1000, Dash 2500, Dash 4000, Dash 5000, Dash PRO 2000, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Eagle, MAC-Lab, PDM Module, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 451, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems		E	AMECGD3G006-E	3	PINZA	 Integrated Twin Pin



## Derivazioni ECG





## ECG Leadwires



# GUIDO AMMIRATA

[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>MINDRAY / DATASCOPE</b>						
Panorama, Panorama Telepack 608, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, V12, V21		E	<b>AMECGD5G010-E</b>	5	PINZA	 Integrated Twin Pin
MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, PM 7000, PM 8000, PM 9000		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
BeneHeart D3, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Expert, MEC 1000, MPM, PM 5000, PM 6000, PM 8000, PM 8000 Express, PM 8000 con Masimo Tech, PM-9000Vet, PM5000, PM6000, Passport 12, Passport 12m, Passport 17m, Passport 2, Passport 2LT, Passport 8, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, T8, Trio, cPM 12, cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800, iPM12VET	<i>EL6502A EL6504A 0010-30-42728 0010-30-42730</i>	E	<b>AMECGD5G007-E</b>	5	PINZA	 Individual Twin Pin
<b>NIHON KOHDEN</b>						
BSM-7102A, BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, BSM-8800A, Life Scope 12, Life Scope 6, Life Scope 7, Life Scope 8, Life Scope 9, MU-831RA, OEC-6102A(s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-7102A, OEC-8108A, OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421), BSM-7300A, BSM-8108A, TEC 5531E, TEC-5200A, (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A, TEC-7100K	<i>BR-019P K226</i>	E	<b>AMECGD3S011-E</b>	3	BOTTONE	 Integrated Twin Pin Nihon Kohden
BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-4100 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, ZM-900 Series Transmitters, Life Scope 6700 Series, BSM-2351A, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-4114A, BSM-9101, Life Scope J, PVM-2701, BSM-230K, OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A, OEC-6120J, OEC-6120K, TEC-7621C, TEC-7631C, TEC-7721C, TEC-7731C, TEC-7731K, TEC-7700, Cardiolife Defibrillatore Bifasico	<i>BR-903P K910</i>	E	<b>AMECGD3G012-E</b>	3	PINZA	 Integrated Twin Pin Nihon Kohden

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>NIHON KOHDEN</b>						
BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2351A, BSM-4100 Life Scope P, BSM-4102, BSM-4102A, BSM-4114A, BSM-5100 Life Scope A, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9101, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope 6700 Series, Life Scope J, Life Scope TR, PVM-2701, BSM-230K	BR-916P K915	E	<b>AMECGD6S013-E</b>	6	BOTTONE	 Integrated Twin Pin Nihon Kohden
	BR-906P K912	E	<b>AMECGD6G013-E</b>	6	PINZA	
BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, NT3B, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A		E	<b>AMECGD3S003-E</b>	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	<b>AMECGD3G003-E</b>	3	PINZA	
BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, NT3B, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A		E	<b>AMECGD5G004-E</b>	5	PINZA	 Integrated Din Style
7102A, BSM-7102A, BSM-7300A, BSM-8108A, BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, BSM-8800A, Life Scope 12, Life Scope 6, Life Scope 7, Life Scope 8, Life Scope 9, MU-831RA, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC 5531E, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>PHILIPS</b>						
43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, Agilent, Agilent 50XM, CX50, EPIQ, Envisor, HD15, HeartStart MRx, Heartstart, IE33, IntelliVue, IntelliVue MX500, IntelliVue MX750, IntelliVue MX800, IntelliVue MX850, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transport, M1276A, M1280A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2, M2475B, M2601A, M3, M3000A, M3001A, M4, M4735A, MMS X2, MP 20, MP 30, MP 50, MP 60, MP 70, SureSigns VM6, SureSigns VM8, V24E, VM4, VM6, VM8, Viridia, M3046A	M1968A M1971A	E	<b>AMECGD5G004-E</b>	5	PINZA	 Integrated Din Style
M3921A A1, M3923A A1, M3925A A1, M3927A A3, M3929A A3, iE33 xMatrix Ultrasound CX50		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>PHILIPS</b>						
Compatibile con cavo tronco Philips M1668A	M1674A M1673A	E	AMECGD3S003-E	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
	M1672A	E	AMECGD3G003-E	3	PINZA	
CardioDynamics BioZ, M1701A, PageWriter PIM module - 989803130091, PageWriter PIM module - 989803130101, PageWriter TC70, PageWriter Trim I, PageWriter Trim II, PageWriter Trim III, PageWriter XLE 1702A, PageWriter XLi M1700A, Pagewriter Touch, Sonosite, Trim	989803129191	E	AMECGD10B014-E	10	BANANA	 Individual Twin Pin 90° Trim Style
<b>PHYSIO CONTROL</b>						
Lifepak 6, VSM-1ESF		E	AMECGD3S003-E	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	AMECGD3G003-E	3	PINZA	
		E	AMECGD5G004-E	5	PINZA	 Integrated Din Style
1440/R, Lifepak 10, Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, VSM-1ESF, VSM-2, VSM-2ESF, VSM-3		E	AMECGD5S002-E	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>SCHILLER</b>						
TRUSCOPE ultra Q7, TRUSCOPE ultra Q5, TRUSCOPE ultra Q3, TRUSCOPE elite A8, TRUSCOPE elite A5, TRUSCOPE elite A3		E	AMECGD3S003-E	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	AMECGD3G003-E	3	PINZA	
TRUSCOPE ultra Q7, TRUSCOPE ultra Q5, TRUSCOPE ultra Q3, TRUSCOPE elite A8, TRUSCOPE elite A5, TRUSCOPE elite A3		E	AMECGD5G004-E	5	PINZA	 Integrated Din Style
<b>SPACELABS</b>						
400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045		E	AMECGD3S003-E	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	AMECGD3G003-E	3	PINZA	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	N.	TERMINALI	IMMAGINE
<b>SPACELABS</b>						
400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045		E	<b>AMECGD5G004-E</b>	5	PINZA	 Integrated Din Style
		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
Compatibile con cavi Trulink	700-0007-08	E	<b>AMECGD5S015-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Twin Pin Spacelabs
<b>WELCH ALLYN</b>						
242, Propaq Encore 206EL		E	<b>AMECGD3S003-E</b>	3	BOTTONE	 Integrated Din Style
		E	<b>AMECGD3G003-E</b>	3	PINZA	 Integrated Din Style
		E	<b>AMECGD5G004-E</b>	5	PINZA	 Integrated Din Style
1500, Atlas, Atlas 6200 Series, PIC 30, PIC 40, PIC 50, Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq 206 EMPSC, Propaq CS, Propaq Encore, Propaq LT, Ultra Smart		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style
<b>ZOLL</b>						
R Series, E Series, M Series, PD1200, PD1400, PD1600, PD1700, PD2000, D900		E	<b>AMECGD5S002-E</b>	5	BOTTONE	 Individual Din Style

# Bracciali Pressori

## NIBP Cuffs

### Tipi di bracciale per la pressione sanguigna

I bracciali pressori si dividono in bracciali senza vescica (o in unico pezzo) e bracciali con vescica (o sacca di gonfiaggio). Il bracciale senza vescica unisce la sacca d'aria e il bracciale, per un design più compatto e facile da trasportare, mentre il bracciale con sacca ha due pezzi separati, bracciale e camera d'aria. La sacca può essere sostituita in caso di rottura.

### BRACCIALI PRESSORI SENZA SACCA INTERNA

MODELLO	TAGLIA	TUBO	COD. AMMIRATA	IMMAGINE
LARGE ADULT LONG	35,5 - 46 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF3546XLSS1T-E</b>	
LARGE ADULT	35,5 - 46 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF3546SS1T-E</b>	
ADULT LONG	27,5 - 36,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2736XLSS1T-E</b>	
ADULT	27,5 - 36,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2736SS1T-E</b>	
SMALL ADULT	20,5 - 28,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2028SS1T-E</b>	
PEDIATRIC	13,8 - 21,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF1321SS1T-E</b>	
INFANT	9 - 14,8 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF914SS1T-E</b>	
NEONATE	5,8 - 10,8 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF510SS1T-E</b>	
COSCIA	45,56 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF45SS1T-E</b>	

LARGE ADULT LONG	35,5 - 46 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF3546XLSS2T-E</b>	
LARGE ADULT	35,5 - 46 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF3546SS2T-E</b>	
ADULT LONG	27,5 - 36,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2736XLSS2T-E</b>	
ADULT	27,5 - 36,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2736SS2T-E</b>	
SMALL ADULT	20,5 - 28,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2028SS2T-E</b>	
PEDIATRIC	13,8 - 21,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF1321SS2T-E</b>	
INFANT	9 - 14,8 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF914SS2T-E</b>	
NEONATE	5,8 - 10,8 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF510SS2T-E</b>	
COSCIA	45,56 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF45SS2T-E</b>	

## BRACCIALI PRESSORI CON SACCA INTERNA

MODELLO	TAGLIA	TUBO	COD. AMMIRATA	IMMAGINE
LARGE ADULT LONG	35,5 - 46 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF3546XLCS1T-E</b>	
LARGE ADULT	35,5 - 46 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF3546CS1T-E</b>	
ADULT LONG	27,5 - 36,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2736XLCS1T-E</b>	
ADULT	27,5 - 36,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2736CS1T-E</b>	
SMALL ADULT	20,5 - 28,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF2028CS1T-E</b>	
PEDIATRIC	13,8 - 21,5 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF1321CS1T-E</b>	
INFANT	9 - 14,8 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF914CS1T-E</b>	
NEONATE	5,8 - 10,8 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF510CS1T-E</b>	
COSCIA	45,56 CM	1 TUBO	<b>AMCUFF45CS1T-E</b>	

LARGE ADULT LONG	35,5 - 46 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF3546XLCS2T-E</b>	
LARGE ADULT	35,5 - 46 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF3546CS2T-E</b>	
ADULT LONG	27,5 - 36,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2736XLCS2T-E</b>	
ADULT	27,5 - 36,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2736CS2T-E</b>	
SMALL ADULT	20,5 - 28,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF2028CS2T-E</b>	
PEDIATRIC	13,8 - 21,5 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF1321CS2T-E</b>	
INFANT	9 - 14,8 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF914CS2T-E</b>	
NEONATE	5,8 - 10,8 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF510CS2T-E</b>	
COSCIA	45,56 CM	2 TUBI	<b>AMCUFF45CS2T-E</b>	

## CONNETTORI PER BRACCIALI PRESSORI

COMPATIBILE CON:	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	IMMAGINE	USO
Mennen; Schiller; Bruker; Spacelabs; Welch Allyn (5082-168)	<b>BP03</b>	E	<b>AMCUFFADBP03-E</b>		<b>BP06</b>
Mennen; Schiller; Bruker; Spacelabs	<b>BP04</b>	E	<b>AMCUFFADBP04-E</b>		<b>BP07</b>
Bruker; Draeger; Physio Control; Schiller; GE-Dinamap (300667)	<b>BP05</b>	E	<b>AMCUFFADBP05-E</b>		<b>BP20</b>
Disposable Cuff; Welch Allyn (5082-176)	<b>BP05-P</b>	E	<b>AMCUFFADBP05-E</b>		<b>BP20</b>
BCI; Datascope; Welch Allyn (5082-165)	<b>BP06</b>	E	<b>AMCUFFADBP06-E</b>		<b>BP03</b>
BCI; Datascope	<b>BP07</b>	E	<b>AMCUFFADBP07-E</b>		<b>BP04</b>
Welch Allyn ( 5082-164); GE-Dinamap (300664); Invivo; Mennen; Nihon Kohden	<b>BP08</b>	E	<b>AMCUFFADBP08-E</b>		<b>BP09</b>
GE-Dinamap (300619); Invivo; Kontron; Nihon Kohden; Welch Allyn ( 5082-161)	<b>BP09</b>	E	<b>AMCUFFADBP09-E</b>		<b>BP08</b>
GE-Dinamap; Invivo; Kontron; Nihon Kohden	<b>BP09-P</b>	E	<b>AMCUFFADBP09P-E</b>		<b>BP08</b>
Draeger; GE-Dinamap (330059); Welch Allyn (5082-184); Mindray; Philips	<b>BP12</b>	E	<b>AMCUFFADBP12-E</b>		<b>BP15</b>
Criticare; Draeger; Physio Control; Mindray; Philips; Spacelabs	<b>BP12-P</b>	E	<b>AMCUFFADBP12P-E</b>		<b>BP15</b>

COMPATIBILE CON:	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	IMMAGINE	da usare con
Schiller; Philips; GE-Dinamap (330060); Welch Allyn (5082-185)	<b>BP15</b>	E	<b>AMCUFFADBP15-E</b>		<i>BP12/BP12-P</i>
Philips	<b>BP16</b>	E	<b>AMCUFFADBP16-E</b>		<i>Cuff</i>
GE-Datex Ohmeda; GE-Dinamap (330091); Welch Allyn (5082-182); Nihon Kohden	<b>BP17</b>	E	<b>AMCUFFADBP17-E</b>		<i>BP18</i>
GE-Datex Ohmeda; GE-Dinamap (330064); Welch Allyn (5082-178); Zoll	<b>BP18</b>	E	<b>AMCUFFADBP18-E</b>		<i>BP17</i>
Neonate disposable BP cuffs	<b>BP20</b>	E	<b>AMCUFFADBP20-E</b>		<i>BP05/BP05-P</i>
Pace Tech	<b>BP21</b>	E	<b>AMCUFFADBP21-E</b>		<i>BS21/BP42</i>
GE-Dinamap (330057); Welch Allyn (5082-181)	<b>BS21</b>	E	<b>AMCUFFADBS21-E</b>		<i>BP21</i>
General Purpose	<b>BP2T-M</b>	E	<b>AMCUFFADBP2TM-E</b>		<i>Cuff/Tube</i>
GE-Datex Ohmeda; GE-Marquette	<b>BP22</b>	E	<b>AMCUFFADBP22-E</b>		<i>Cuff/BS22</i>
GE-Datex Ohmeda; GE-Marquette	<b>BS22</b>	E	<b>AMCUFFADBS22-E</b>		<i>BP22</i>
GE-Marquette	<b>BP24</b>	E	<b>AMCUFFADBP24-E</b>		<i>Cuff</i>
GE-Dinamap (330073)	<b>BP25</b>	E	<b>AMCUFFADBP25-E</b>		<i>Cuff</i>

## Connettori NIBP

NIBP Connectors

# GUIDO AMMIRATA

[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

COMPATIBILE CON:	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	IMMAGINE	da usare con
GE-Dinamap (330057); Welch Allyn (5082-181)	<b>BP26</b>	E	<b>AMCUFFADBP26-E</b>		
	<b>BP27</b>	E	<b>AMCUFFADBP27-E</b>		<i>Cuff</i>
	<b>BP28</b>	E	<b>AMCUFFADBP28-E</b>		
Nihon Kohden (neonate)	<b>BP30</b>	E	<b>AMCUFFADBP30-E</b>		
Nihon Kohden (for adult)	<b>BP30A</b>	E	<b>AMCUFFADBP30A-E</b>		
Colin; Gambio; Tyco (NPB 5500)	<b>BP31</b>	E	<b>AMCUFFADBP31-E</b>		<i>BP32</i>
Colin	<b>BP32</b>	E	<b>AMCUFFADBP32-E</b>		<i>BP31</i>
Colin; Gambio; Tyco (NPB 5500)	<b>BP34</b>	E	<b>AMCUFFADBP34-E</b>		<i>BP35</i>
	<b>BP35</b>	E	<b>AMCUFFADBP35-E</b>		<i>BP34</i>
	<b>BP36</b>	E	<b>AMCUFFADBP36-E</b>		
Nihon Kohden	<b>BP37</b>	E	<b>AMCUFFADBP37-E</b>		
Kendall	<b>BP38</b>	E	<b>AMCUFFADBP38-E</b>		<i>BP39</i>

COMPATIBILE CON:	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	IMMAGINE	da usare con
Kendall	<b>BP39</b>	E	<b>AMCUFFADBP39-E</b>		<b>BP38</b>
Draeger/Siemens	<b>BP40</b>	E	<b>AMCUFFADBP40-E</b>		<b>BP12</b>
Welch Allyn; Altas	<b>BP41</b>	E	<b>AMCUFFADBP41-E</b>		
Welch Allyn	<b>BP42</b>	E	<b>AMCUFFADBP42-E</b>		<b>BP43</b>
Welch Allyn	<b>BP43</b>	E	<b>AMCUFFADBP43-E</b>		<b>BP43</b>
Physio Control	<b>BP44</b>	E	<b>AMCUFFADBP44-E</b>		
Welch Allyn (PORT-1)	<b>BP45</b>	E	<b>AMCUFFADBP45-E</b>		<i>1-tube FlexiPort</i>
Welch Allyn (PORT-2)	<b>BP46</b>	E	<b>AMCUFFADBP46-E</b>		<i>2-Tube FlexiPort</i>
GE-Dinamap	<b>BP47</b>	E	<b>AMCUFFADBP47-E</b>		<b>BP48</b>
GE-Dinamap	<b>BP48</b>	E	<b>AMCUFFADBP48-E</b>		<b>BP47</b>
GE-Dinamap	<b>BP49</b>	E	<b>AMCUFFADBP49-E</b>		<b>BP48</b>
3Y Adapter; GE-Dinamap (300829); Welch Allyn (5082-183)	<b>BP50</b>	E	<b>AMCUFFADBP50-E</b>		

## Bracciali Pressori

## NIBP Cuff

# GUIDO AMMIRATA

[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

COMPATIBILE CON:	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	IMMAGINE	da usare con
GE	<b>BP51</b>	E	<b>AMCUFFADBP51-E</b>		<i>BP52/BP54</i>
GE	<b>BP52</b>	E	<b>AMCUFFADBP52-E</b>		<i>BP51</i>
GE	<b>BP54</b>	E	<b>AMCUFFADBP54-E</b>		<i>BP51</i>
Philips (989803168821)	<b>BP55</b>	E	<b>AMCUFFADBP55-E</b>		<i>BP56</i>
Philips (989803167521)	<b>BP56</b>	E	<b>AMCUFFADBP56-E</b>		<i>BP55</i>
Draeger	<b>BP57</b>	E	<b>AMCUFFADBP57-E</b>		<i>BP58</i>
Draeger (MP00945)	<b>BP57A</b>	E	<b>AMCUFFADBP57A-E</b>		<i>BP58</i>
Draeger	<b>BP58</b>	E	<b>AMCUFFADBP58-E</b>		<i>BP57/BP57A</i>
Mindray	<b>BP61</b>	E	<b>AMCUFFADBP61-E</b>		
Welch Allyn	<b>BP63</b>	E	<b>AMCUFFADBP63-E</b>		<i>BP45/BP46</i>
Nihon Kohden	<b>BP64</b>	E	<b>AMCUFFADBP64-E</b>		
GE/SunTech/Corpuls	<b>BP68</b>	E	<b>AMCUFFADBP68-E</b>		

## Accessori per l'elettrochirurgia

## Accessories for the electrosurgery

### Cavo HF Altamente flessibile - resistente alla corrosione - resiliente

I cavi sono realizzati in plastica biocompatibile e forniscono un collegamento affidabile e sicuro a tutti i generatori comuni. L'ampia gamma comprende sia connessioni standardizzate che numerosi tipi di connettori per strumenti speciali.

I fili, altamente flessibili, sono rivestiti d'argento, riducendone la suscettibilità alla corrosione e prolungandone la durata.

### CAVI MONOPOLARI

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO
<b>ELLMAN</b>				
	E	AMMMC18807-E	3 m	Presa 4mm  
<b>ERBE T-SERIE</b>				
	E	AMMMC18006-E	3 m	Presa 4mm  
	E	AMMMC18005-E	5 m	 
	E	AMMMC18001-E	3 m	Resettoscopio 2mm  
	E	AMMMC18090-E	5 m	 
	E	AMMMC18021-E	3 m	Resettoscopio Olympus 3mm  
	E	AMMMC18010-E	5 m	 
	E	AMMMC18068-E	3 m	Resettoscopio Storz, angolato  
	E	AMMMC18050-E	5 m	 
	E	AMMMC18048-E	3 m	Resettoscopio Storz, dritto  

Legenda:

#OEM = riferimento a codici originali


V. = Versione Originale / Versione Equivalente

L = Lunghezza Cavo in metri

**Cavi Monopolari***Monopolar Cables*

# GUIDO AMMIRATA

[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO	
<b>ERBE VIO/ICC/ACC</b>					
	E	AMMMC18008-E	3 m	Presa 4mm	
	E	AMMMC18007-E	5 m		
	E	AMMMC18099-E	3 m	Resettoscopio 2mm	
	E	AMMMC18098-E	5 m		
	E	AMMMC18049-E	5 m	Resettoscopio Storz, angolato	
	E	AMMMC18047-E	5 m	Resettoscopio Storz, dritto	
<b>MARTIN; BERCHTOLD; INTEGRA</b>					
	E	AMMMC18935-E	5 m	Presa 4mm	
	E	AMMMC18926-E	5 m	Resettoscopio 2mm	
<b>VALLEYLAB</b>					
	E	AMMMC18059-E	3 m	Presa 4mm	
	E	AMMMC18905-E	5 m		
	E	AMMMC18097-E	3 m	Resettoscopio 2mm	
	E	AMMMC18096-E	5 m		

## CAVI BIPOLARI

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO
<b>ELLMAN</b>				
	E	<b>AMMBC18806-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta  
	E	<b>AMMBC18972-E</b>	3 m	Spina piatta, angolata  
<b>ERBE VIO/ICC/ACC; STORZ</b>				
	E	<b>AMMBC18087-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta  
	E	<b>AMMBC18086-E</b>	5 m	Spina piatta, dritta  
	E	<b>AMMBC18910-E</b>	5 m	Spina piatta, angolata  
	E	<b>AMMBC18095-E</b>	3 m	Spina piatta, quadrata  
	E	<b>AMMBC18094-E</b>	5 m	Spina piatta, quadrata  
	E	<b>AMMBC18990-E</b>	3 m	Spina 2 pin, angolata  
	E	<b>AMMBC18999-E</b>	5 m	Spina 2 pin, angolata  
	E	<b>AMMBC18024-E</b>	3 m	Spina WOLF, pinze bipolari  
	E	<b>AMMBC18023-E</b>	5 m	Spina WOLF, pinze bipolari  
	E	<b>AMMBC18960-E</b>	5 m	Spina Aesculap, forbici bipolari 1,6mm    
	E	<b>AMMBC18044-E</b>	5 m	Spina Ethicon, forbici Powerstar 2,4mm    
	E	<b>AMMBC18036-E</b>	5 m	Spina piatta per pinze Aesculap  




DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO	
<b>ERBE VIO/ICC/ACC; STORZ</b>					
	E	<b>AMMBC18079-E</b>	3 m	Spina Storz per pinze Robi	 
	E	<b>AMMBC18078-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18805-E</b>	3 m	Resettoscopio a spina Storz, angolato	 
	E	<b>AMMBC18804-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18658-E</b>	3 m	Presa 4mm Resettoscopio con cavo 2mm	 
<b>MARTIN; BERCHTOLD; INTEGRA</b>					
	E	<b>AMMBC18085-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta	 
	E	<b>AMMBC18084-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18918-E</b>	5 m	Spina piatta, angolata	 
	E	<b>AMMBC18093-E</b>	3 m	Spina piatta, quadrata	 
	E	<b>AMMBC18092-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18997-E</b>	3 m	Spina 2 pin, angolata	 
	E	<b>AMMBC18018-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18022-E</b>	5 m	Spina WOLF, pinze bipolari	 
	E	<b>AMMBC18968-E</b>	5 m	Spina Aesculap, forbici bipolari 1,6mm	 
	E	<b>AMMBC18042-E</b>	5 m	Spina Ethicon, forbici Powerstar 2,4mm	 
	E	<b>AMMBC18037-E</b>	5 m	Spina piatta per pinze Aesculap	 

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO
<b>MARTIN; BERCHTOLD; INTEGRA</b>				
	E	<b>AMMBC18077-E</b>	3 m	Spina Storz per pinza Robi
	E	<b>AMMBC18076-E</b>	5 m	
	E	<b>AMMBC18803-E</b>	3 m	Resettoscopio a spina Storz, angolato
	E	<b>AMMBC18802-E</b>	5 m	
	E	<b>AMMBC18899-E</b>	3 m	Resettoscopio a spina Storz, diritto
	E	<b>AMMBC18898-E</b>	5 m	
	E	<b>AMMBC18657-E</b>	3 m	Presa 4mm Resettoscopio con cavo 2mm
<b>UNIFLEX</b>				
	E	<b>AMMBC18983-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta
	E	<b>AMMBC18982-E</b>	5 m	
<b>US-MODELLE 2 POL</b>				
	E	<b>AMMBC18083-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta
	E	<b>AMMBC18082-E</b>	5 m	
	E	<b>AMMBC18916-E</b>	5 m	Spina piatta, angolata
	E	<b>AMMBC18089-E</b>	3 m	
	E	<b>AMMBC18088-E</b>	5 m	Spina piatta, quadrata
	E	<b>AMMBC18996-E</b>	3 m	
	E	<b>AMMBC18017-E</b>	5 m	Spina 2 pin, angolata
	E	<b>AMMBC18992-E</b>	3 m	Spina WOLF, pinze bipolar

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO	
<b>US-MODELLE 2 POL</b>					
		<b>AMMBC18041-E</b>	5 m	Spina Ethicon, forbici Powerstar 2,4mm	 
		<b>AMMBC18015-E</b>	5 m	Spina piatta per pinze Aesculap	 
		<b>AMMBC18075-E</b>	3 m	Spina Storz per pinza Robi	 
		<b>AMMBC18074-E</b>	5 m		 
<b>VALLEYLAB</b>					
	E	<b>AMMBC18081-E</b>	3 m	Spina piatta, dritta	 
	E	<b>AMMBC18070-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18914-E</b>	5 m	Spina piatta, angolata	 
	E	<b>AMMBC18091-E</b>	3 m	Spina piatta, quadrata	 
	E	<b>AMMBC18080-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18995-E</b>	3 m	Spina 2 pin, angolata	 
	E	<b>AMMBC18016-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMBC18944-E</b>	3 m	Spina WOLF, pinze bipolar	 
	E	<b>AMMCB18969-E</b>	5 m	Spina Aesculap, forbici bipolari 1,6mm	 
	E	<b>AMMBC18045-E</b>	3 m	Spina Ethicon, forbici Powerstar 2,4mm	 
	E	<b>AMMBC18043-E</b>	5 m		 
	E	<b>AMMCB18035-E</b>	5 m	Spina piatta per pinze Aesculap	 

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO	
<b>VALLEYLAB</b>					
		<b>AMMCB18073-E</b>	3 m	Spina Storz per pinze Robi	 
		<b>AMMCB18072-E</b>	5 m		
		<b>AMMCB18801-E</b>	3 m	Resettoscopio a spina Storz, angolato	 
		<b>AMMCB18890-E</b>	5 m		
		<b>AMMCB18913-E</b>	3 m	Resettoscopio a spina Storz, diritto	 
		<b>AMMCB18912-E</b>	5 m		
		<b>AMMCB18659-E</b>	3 m	Presa 4mm Resettoscopio con cavo 2mm	 
		<b>AMMCB18506-E</b>	5 m		

## CAVI NEUTRI

DISPOSITIVO	V.	COD. AMMIRATA	L.	STRUMENTO
<b>BERCHTOLD, MARTIN</b>				
	E	<b>AMMNC18934-E</b>	5 m	Spina doppia elettrodo neutro  
<b>ERBE ACC/ICC; MARTIN</b>				
	E	<b>AMMNC18766-E</b>	3 m	Spina singola elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18765-E</b>	5 m	Spina singola elettrodo neutro  
<b>ERBE/MARTIN Ø 6,3mm</b>				
	E	<b>AMMNC18032-E</b>	3 m	Spina piatta monouso elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18071-E</b>	5 m	Spina piatta monouso elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18033-E</b>	3 m	Spina doppia elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18034-E</b>	5 m	Spina doppia elettrodo neutro  
<b>VALLEYLAB</b>				
	E	<b>AMMNC18965-E</b>	5 m	Spina piatta monouso elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18902-E</b>	3 m	Spina doppia elettrodo neutro  
	E	<b>AMMNC18901-E</b>	5 m	Spina doppia elettrodo neutro  
<b>VALLEYLAB CON PIN</b>				
	E	<b>AMMNC18971-E</b>	5 m	Spina piatta monouso elettrodo neutro  

# Elettrodi per Defibrillatore

## Defibrillator Electrodes

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>CARDIAC SCIENCE</b>					
Powerheart G3, Powerheart G3 Plus, Powerheart G3 Pro, GE Responder	9131-001	O	<b>AMM9131</b>	Adulti	
	9730-002	O	<b>AMM9730</b>	Bambini	
Powerheart G5	XELAED001B	O	<b>AMMXELAED001B</b>	Adulti	
	XELAED003A	O	<b>AMMXELAED003A</b>	Bambini	
Powerheart G5 con CPRD	XELAED002B	O	<b>AMMXELAED002B</b>	Adulti	
<b>CU MEDICAL</b>					
i-PAD SP1, i-PAD SP2	CUA1007S	O	<b>AMMCUA1007S</b>	Adulti e Bambini	

Legenda:

#OEM = riferimento codici originali

V. = Versione Originale / Versione Equivalente

**Elettrodi per Defibrillatore***Defibrillator Electrodes***GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>CU MEDICAL</b>					
i-PAD SP1	CUA1102S	O	<b>AMMCUA1102S</b>	Bambini	
i-PAD NF1200	CUA0903PF	O	<b>AMMCUA0903PF</b>	Adulti	
	CUA0512P	O	<b>AMMCUA0512P</b>	Bambini	
<b>DEFIBTECH</b>					
Lifeline	DDP-100	O	<b>AMMDDP-100</b>	Adulti	
	DDP-200P	O	<b>AMMDDP-200P</b>	Bambini	
Lifeline View	DDP-2001	O	<b>AMMDDP-2001</b>	Adulti	
	DDP-2002	O	<b>AMMDDP-2002</b>	Bambini	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>DEFISIGN</b>					
DefiSign Life AED	DS-0-21-0040	O	<b>AMMDS0210040</b>	Adulti	
	2.155067	O	<b>AMM2155067</b>	Bambini	
<b>HEARTSINE</b>					
Samaritan 300P, Samaritan 350P, Samaritan 360P, Samaritan 500P *Kit elettrodi + batteria	Pad-Pak-03	O	<b>BT0000162-O</b>	Adulti	
<b>LIFE-POINT</b>					
Life-Point Pro	Electropad V1	O	<b>AMMELECTROPAD</b>	Adulti	
	Electropad K1	O	<b>AMMELECTROPADK1</b>	Bambini	
<b>MINDRAY</b>					
Beneheart C series, BeneHeart C1A, BeneHeart C2, Beneheart D1, Beneheart D3, Beneheart D6	0651-30-77007	O	<b>AMM06513077007</b>	Adulti e Bambini	

**Elettrodi per Defibrillatore***Defibrillator Electrodes***GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>NIHON KOHDEN</b>					
AED 3100, Cardiolife 2100 AED	P-740K	O	<b>AMMNKP-740K-O</b>	Adulti e Bambini	
<b>PHILIPS</b>					
HeartStart FR3	989803149981	O	<b>AMM989803149981</b>	Adulti e Bambini	
HeartStart FR3 Chiave pediatrica da usare in combinazione con le piastre 989803149981	989803150031	O	<b>AMMPH989803150031</b>	Bambini	
HeartStart FRx	989803139261	O	<b>AMMPH989803139261</b>	Adulti e Bambini	
HeartStart FRx Chiave pediatrica da usare in combinazione con le piastre 989803139261	989803139311	O	<b>AMMPH989803139311</b>	Bambini	
HeartStart FR2, Forerunner	989803158211	O	<b>AMMPH989803158211</b>	Adulti	
	M3870A	O	<b>AMMPHM3870A</b>	Bambini	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>PHILIPS</b>					
HeartStart Home, HeartStart HS1	M5071A	O	<b>AMMPHM5071</b>	Adulti	
	M5072A	O	<b>AMMPHM5072</b>	Bambini	
HeartStart FR2, HeartStart FR3, HeartStart XL, HeartStart MRx *confezione da 10 coppie	M3713A	O	<b>AMMPHM3713A</b>	Adulti	
Heartstart XL+, Heartstart MRx, Efficia DFM100 *confezione da 5 coppie	M3717A	O	<b>AMMPHM3717A</b>	Bambini	
<b>PHYSIO-CONTROL / STRYKER</b>					
Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 500, Lifepak 1000, Lifepak CR Plus, Lifepak CR Express	11996-000017	O	<b>AMM11996-000017</b>	Adulti	
Lifepak 500, Lifepak 1000, Lifepak CR Plus, Lifepak Express	11101-000016	O	<b>AMM11101-000016</b>	Bambini	
Lifepak CR Plus, Lifepak Express *Kit elettrodi + batteria	11403-000002	O	<b>AMM11403-00002</b>	Adulti	

**Elettrodi per Defibrillatore***Defibrillator Electrodes***GUIDO AMMIRATA**  
[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>PHYSIO-CONTROL / STRYKER</b>					
Lifepak CR Plus, Lifepak Express *Kit 2 elettrodi + batteria	11403-000001	O	<b>BT0000617-O</b>	Adulti	
<b>PRIMEDIC</b>					
HeartSave AS, HeartSave AED, HeartSave AED-M, HeartSave PAD *modelli prodotti prima del 2014	96343	O	<b>AMM96343</b>	Adulti	
HeartSave AS, HeartSave AED, HeartSave AED-M, HeartSave PAD *modelli prodotti dopo il 2014	97085	O	<b>AMM97085</b>	Adulti e bambini	
	97534	O	<b>AMM97534</b>	Bambini	
<b>PROGETTI</b>					
Rescue Sam, Rescue Life, Rescue 230	DFBAD01PRC	O	<b>AMMDFBAD01PRC</b>	Adulti	
	DFBPED01PRC	O	<b>AMMDFBPED01PRC</b>	Bambini	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	PAZIENTI	IMMAGINE
<b>SCHILLER</b>					
Fred Easy, Defigard 6002, Defigard 5000, Defigard 4000	0-21-0020	O	<b>AMM0210020</b>	Adulti	
	0-21-0037	O	<b>AMM0210037</b>	Bambini	
Fred PA1, Defigard Touch 7, Fred Easyport, Argus Pro LifeCare 1, Argus Pro LifeCare 2, Cardiovit AR-101 Easy	DS-0-21-0040	O	<b>AMMDS0210040</b>	Adulti	
	2.155.067	O	<b>AMM2155067</b>	Bambini	
<b>TECNO-GAZ</b>					
Tecnoheart Plus	1Z12A0003	O	<b>AMM1Z12A0003</b>	Adulti e Bambini	
<b>ZOLL</b>					
AED Plus, AED Pro	8900-0801-01	O	<b>AMMZ08900-0801-01</b>	Adulti	
	8900-0810-01	O	<b>AMMZ08900-0810-01</b>	Bambini	

# OT Cavi per microscopi

## OT Microscope Cables

### Cavi a Fibra Ottica per Microscopi

I nostri cavi a fibra ottica per microscopi offrono un'elevata trasmissione della luceomogenea. Le estremità del cavo sono resistenti al calore e si adattano facilmente all'interno del microscopio.

Per ordinare il cavo della lunghezza desiderata scegliere la base corretta e aggiungere il numero di estensioni per raggiungere la lunghezza necessaria. Es. AMM12-305G + 5xAMM12-304 = lunghezza 150 cm

### CAVI BASE PER MICROSCOPI

COD. AMMIRATA	MODELLO	DIMENSIONI Ø X LUNGHEZZA	IMMAGINE
AMM12-305G	Möller-Wedel / Leica, dritto grigio	5 mm x 1 m	
AMM12-305S	Möller-Wedel / Leica, dritto nero	5 mm x 1 m	
AMM12-306G	Möller-Wedel / Leica, 90° grigio	5 mm x 1 m	
AMM12-306S	Möller-Wedel / Leica, 90° nero	5 mm x 1 m	
AMM12-309G	Zeiss nuovo modello, dritto grigio	5 mm x 1 m	
AMM12-309S	Zeiss nuovo modello, dritto nero	5 mm x 1 m	
AMM12-310G	Zeiss nuovo modello, 90° grigio	5 mm x 1 m	
AMM12-310S	Zeiss nuovo modello, 90° nero	5 mm x 1 m	
AMM12-304	Estensione cavo	5 mm x 10 cm	

## Cavi a Fibra Ottica

## Fiber Optic Cables

### CAVI FIBRA OTTICA BASE

COD. AMMIRATA	DIMENSIONI Ø X LUNGHEZZA	FONTE LUCE	ENDOSCOPIO
AMMCFSS35275	3,5 mm x 275 cm		
AMMCFSS48275	4,8 mm x 275 cm		
AMMCFOO35275	3,5 mm x 275 cm		
AMMCFOO48275	4,8 mm x 275 cm		
AMMCFWWL35275	3,5 mm x 275 cm		
AMMCFWWL48275	4,8 mm x 275 cm		
AMMCFUU35275	3,5 mm x 275 cm		
AMMCFUU48275	4,8 mm x 275 cm		

### TERMINALI FONTE LUCE

COD. AMMIRATA	FONTE LUCE	IMMAGINE
AMMCFALLSST	Storz	
AMMCFALLSOL	Olympus	
AMMCFALLWO	Wolf	

### TERMINALI ENDOSCOPIO

COD. AMMIRATA	ENDOSCOPIO	IMMAGINE
AMMCFALOSTOL	Storz	
AMMCFALOSTOL	Olympus	
AMMCFALOWO	Wolf	

# Sensori di Flusso

## *Flow sensors*


Sensori di flusso SpiroTrue per la misurazione del flusso di gas erogato da sistemi di anestesia e ventilatori

### **AMMFS8403735-E**

#### **SpiroTrue A**

Sensore di flusso progettato per misurare i volumi di flusso anestesia e ventilatori

- Compatibile con il sensore di flusso Dräger Spirolog 8403735
- Da utilizzare con Dräger: Anemone, Apollo, AV1, Cato, Cicerone, Dura, Eva, Evita, Evita 4, Evita XL, Fabius GS, Julian, PM8030, PM8035, PM8050, PM8060, Primus, Savina, Sulla...
- Sterilizzabile
- Fornito in una scatola da cinque, ogni sensore è confezionato singolarmente in una confezione sterilizzabile
- Può essere sterilizzato con EtO prima dell'uso. Il sensore può essere utilizzato fino a quando è possibile la calibrazione dell'apparecchiatura



### **AMMFSMK01900-E**

#### **SpiroTrue A (PC)**

- Come sopra e autoclavabile a 134°C\*, ≥ 100 cicli
- Compatibile con il sensore di flusso Dräger SpiroLife MK01900

### **AMMFSH7400-E**

#### **SpiroTrue H**

Sensore di flusso della pressione differenziale per l'uso con ventilatori Hamilton

- Compatibile con il sensore di flusso Hamilton Medical H7400 Accu Tach
- Da utilizzare con Hamilton Medical: Aladdin, Amadeus, Arabella, C1, C2, Galileo, H72 VR1, H7200, MR1, Raphael, S1, T1, Veolar...
- SpiroTrue H è una scatola da sei, confezionata singolarmente. Ogni sensore viene fornito con doppio tubo da 2 metri, adattatore e gancio inclusi




# Sonde Temperatura

# Temperature Probes

## SONDE TEMPERATURA RIUTILIZZABILI



Sonde temperatura corporea interna



Sonde temperatura corporea esterna

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	SONDA	PAZIENTI	CONNETTORE
<b>ATOM</b>							
Infant Incubator V-2100G, V-3200D, Transport Incubator V-707, V-2200, V-505, V-808 (2.05K Ω @ 25°C)		E	<b>AMTPS003A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	6-pin, MD6M
		E	<b>AMTPS003P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG003A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG003P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>BIOLIGHT</b>							
AnyView A2, AnyView A3, AnyView A5, AnyView A6, AnyView A8, V6 Vital Sign (2.252K Ω @ 25°C)		E	<b>AMTPS004A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	2-pin, rotondo giallo
		E	<b>AMTPS004P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG004A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG004P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>DRAEGER</b>							
Infinity Delta, Infinity Gamma, Infinity Kappa, Infinity Vista (2.252K Ω @ 25°C)	4329822	E	<b>AMTPS005AS-E</b>	1,5 m	Cutanea	ADULTI	7-pin, rotondo bianco
	5204669	E	<b>AMTPS005A-E</b>	3 M		ADULTI	
		E	<b>AMTPS005P-E</b>	3 M		BAMBINI	
	5204644	E	<b>AMTPG005A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
	5204651	E	<b>AMTPG005P-E</b>	3 M		BAMBINI	

Legenda:

#OEM = riferimento codici originali


V. = Versione Originale / Versione Equivalente

L = Lunghezza cavo in metri

**Sonde Temperatura****Temperature Probes**

# GUIDO AMMIRATA

www.ammirata.it

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	SONDA	PAZIENTI	CONNETTORE
<b>EDAN</b>							
iM20, X8, X10, X12 (2.252K Ω @ 25°C)	01.15.040226	E	<b>AMTPS005A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 2-pin, rotondo scanalato
	01.15.040253	E	<b>AMTPS005P-E</b>	3 M		BAMBINI	
	01.15.040227	E	<b>AMTPG005A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
	01.15.040254	E	<b>AMTPG005P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>							
Sensore cutaneo DuoSense	900IW001	O	<b>AMIMTS900IW001</b>		Cutanea	NEONATI	
Sonda di temperatura/ flusso per circuiti respiratori Serie RT	900MR869	O	<b>AMM900MR869</b>				
MR850 & HC550 Humidifiers	900MR869	E	<b>AMMTP900MR869-E</b>	2,1 M			
	900MR861	E	<b>AMMTP900MR861-E</b>	1,1 M			
<b>GE-DATEX OHMEDA</b>							
2001, 3000, 3400, 13500, 4000 IWS, Care Plus 1000, Care Plus 2000 (3.5mm Mono Plug) (10K Ω @ 25°C)		E	<b>AMTPS006A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 3.5mm mono jack
	6600-0628-700	E	<b>AMTPS006P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG006A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG006P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>GE-MARQUETTE</b>							
Dash, E-PRESTN, Eagle, MAC-Lab, PDM Module, SOLAR, Tram, Tram 451, Carescape B650 (2.252K Ω @ 25°C)		E	<b>AMTPS007A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 11-pin rettangolare GE
		E	<b>AMTPS007P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG007A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG007P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>MINDRAY</b>							
BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, DPM6, DPM7, Passport 12, Passport 8, iMEC Series, iPM Series, iPM-9800 (2.252K Ω @ 25°C)	0011-30-37393	E	<b>AMTPS008A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 2-pin, rotondo arancione
	0011-30-37395	E	<b>AMTPS008P-E</b>	3 M		BAMBINI	
	0011-30-37392	E	<b>AMTPG008A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
	0011-30-37394	E	<b>AMTPG008P-E</b>	3 M		BAMBINI	

MODELLO	#OEM	V.	COD. AMMIRATA	L.	SONDA	PAZIENTI	CONNETTORE
<b>PHILIPS</b>							
IntelliVue MMS X2, IntelliVue MP2, IntelliVue MX400, IntelliVue MX800, M1029A, M3001A (2.252K Ω @ 25°C)	21078A 989803100901	E	<b>AMTPS009A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 2-pin, rotondo Philips
		E	<b>AMTPS009P-E</b>	3 M		BAMBINI	
	21075A 989803100881	E	<b>AMTPG009A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
	21076A	E	<b>AMTPG009P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>SPACELABS</b>							
90369, Ultraview (2.252K Ω @ 25°C)	20700-4000-00	E	<b>AMTPS010A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 10-pin, D-shaped
		E	<b>AMTPS010P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG010A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG010P-E</b>	3 M		BAMBINI	
<b>YSI 400</b>							
400 Series (2.252K Ω @ 25°C)	409B	E	<b>AMTPS001A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 6.3mm mono jack
	429	E	<b>AMTPS001P-E</b>	3 M		BAMBINI	
	401	E	<b>AMTPG001A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
	402	E	<b>AMTPG001P-E</b>	3 M		BAMBINI	
(2.252K Ω @ 25°C)		E	<b>AMTPS002A-E</b>	3 M	Cutanea	ADULTI	 3.5mm mono jack
		E	<b>AMTPS002P-E</b>	3 M		BAMBINI	
		E	<b>AMTPG002A-E</b>	3 M	Interna	ADULTI	
		E	<b>AMTPG002P-E</b>	3 M		BAMBINI	

# Trasduttori Fetali

## *Fetal Transducers*

Sonde  
Cardiografiche



Trasduttori  
Tocografici

Cavi e Accessori





## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi si intendono cad. al netto di IVA e franco Ns. Magazzino.
2. I prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento, per motivi quali variazioni valutarie o aumenti da parte dei produttori.
3. Salvo accordi preventivi diversi, il pagamento s'intende con bonifico bancario anticipato.
4. In caso di ritardo nel pagamento, saranno addebitati gli interessi relativi al tasso corrente.
5. Si accettano reclami solo formulati per iscritto ed entro 15 giorni dalla data di ricezione della merce.
6. Nel caso in cui al ricevimento della merce l'acquirente ritenesse di riscontrare difetti di fabbricazione, dovrà darcene avviso, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal suo arrivo.

I resi:

a) dovranno essere autorizzati dal nostro Servizio Commerciale che provvederà a confermare per iscritto o telefonicamente il benessere al reso, in questa fase inoltre vi sarà comunicato il nominativo dello spedizioniere a cui affidare la merce. I prodotti devono essere restituiti integri nella loro confezione originale e con adeguato imballo esterno. I resi che non ci perverranno nel rispetto di quanto sopra indicato, saranno respinti al mittente in porto assegnato.

b) Nel caso che l'esame tecnico accerti un difetto di fabbricazione, a insindacabile giudizio del fabbricante dell'articolo verrà effettuata la necessaria riparazione o sostituzione, oppure verrà concesso parziale o totale accredito. Quanto sopra rappresenta la sola garanzia fornita da noi e dal fabbricante. La garanzia è riferita ad eventuali difetti di fabbricazione ed è esclusa nel caso che i prodotti non siano stati usati secondo le istruzioni del fabbricante e, in ogni caso, qualora siano stati manomessi, riparati o comunque non correttamente utilizzati.

La garanzia è resa esclusivamente presso la ns. sede e copre materiali difettosi, non i costi di spedizione, la mano d'opera e le spese di trasporto.

c) La garanzia copre esclusivamente l'articolo da noi fornito e non altre parti e/o componenti eventualmente danneggiati dal prodotto da noi fornito.

7. La spedizione e i trasporti con qualsiasi mezzo, anche se franco domicilio dell'acquirente o destinatario, s'intendono sempre effettuati a rischio o pericolo dell'acquirente: esclusa ogni responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto. Reclami per possibili danni durante il trasporto dovranno essere fatti esclusivamente al vettore con riserva scritta sulla bolla di accompagnamento, indicando le motivazioni della riserva.
8. Il termine di consegna non è impegnativo e se accettato dal venditore resta sempre subordinato al verificarsi di impedimenti di forza maggiore. Si esclude quindi qualsiasi pretesa di danni anche ai sensi dell'Art. 2697 del codice civile.
9. Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

## GENERAL TERMS OF SALE

1. *The prices are intended as each, excluding VAT and ex our warehouse.*
2. *The prices are subject to variations at any moment, for reasons such as currency changes or increases by manufacturers.*
3. *Unless otherwise agreed beforehand, payment shall be via bank transfer in advance.*
4. *In the case of late payment, interest will be charged at the current rate.*
5. *Claims are only accepted when submitted in writing and no later than 15 days from the date of receipt of the goods.*
6. *If, upon receipt of the goods, the purchaser believes they have found manufacturing defects, they must notify us within 15 days of arrival of the goods, failing which the claim will be rejected.*

Returns:

a) Returns must be authorised by our Sales Office, which will confirm approval of the return in writing or by telephone. During this phase, you will also be notified of the name of the forwarding agent to which to consign the goods. The products must be returned undamaged in their original packaging and with suitable external packaging. Returns not received by us in compliance with the above will be returned to the sender with carriage unpaid.

b) If the technical examination confirms a manufacturing defect, in unappealable opinion of manufacturer, the necessary repairs or replacement will be made, or a partial or total sum will be credited. The above represents the only warranty provided by manufacturer. The warranty refers to any manufacturing defects and is invalidated if the products have not been used in accordance with instructions of manufacturer and, in any case, if they have been tampered with, repaired or used incorrectly. The warranty is provided exclusively on our premises and covers faulty materials only and not the costs of forwarding, labour and transport.

c) The warranty covers only the item sold by our company, and not other components of the units, also if damaged by the lamp.

7. Forwarding and transport by any means, even when free to the purchaser's or recipient's domicile, are always performed at the purchaser's own risk and hazard. All liability is excluded in the case of breakage, breakdown, theft or tampering during transport. Claims for possible damages during transport must be made exclusively to the courier, with written reservation on the packing list, indicating the reason for the reservation.

8. The delivery times are not binding and, if accepted by the vendor, nonetheless remain subject to events of force majeure. Any claim for damages pursuant to art. 2697 of the Italian Civil Code is therefore excluded.

9. The court of competent jurisdiction for any disputes is the Court of Milan.



LAMPADINE  
SPECIALI

**GUIDO AMMIRATA S.R.L.**

**VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET**

**Please visit our Web Site**

**[www.ammirata.it](http://www.ammirata.it)**

**Per ulteriori informazioni,  
preventivi e ordini**

*For further information or to order,  
please contact us*

e-mail: [info@ammirata.it](mailto:info@ammirata.it)

Tel: +39 02.28.20.646 r.a.

Fax: +39 02.28.94.660



**GUIDO AMMIRATA S.R.L.**

Via Marocco, 13 • 20127 Milano • Italia

Tutte le lampadine alogene, a scarica ed a incandescenza per apparecchi elettormedicali, riuniti dentali, strumenti scientifici, proiettori cinematografici vecchi e nuovi, videoproiettori ingranditori, fotografia, illuminatori, moviole, cineproiezione, videoproiezione, audiovisivi, eccitiatrici, teatri, discoteche, laboratori stampa a colori e minilab, microfilm, usi aeroportuali e navali, portalampade, apparecchi per effetti luce e audio.

All the special lamps for:  
electromedical devices,  
dental applications,  
scientific instruments,  
photograph,  
videoprojectors,  
audiovisual units,  
photofinishing,  
projectors,  
enlarger,  
microfilm,  
theatres,  
naval and airport uses  
and lampholders.