

Elettrodi per Defibrillatore

Defibrillator Electrodes

Philips Heartstart HS1 - Elettrodi per Adulti



Le piastre di elettrodi per adulti sono adatti per persone di età > 8 anni e peso > 25 kg.

La confezione contiene due piastre di elettrodi, che hanno una durata tra i 1,5 e 2 anni.

Adatti per il defibrillatore HS1

Cod. Articolo	M5071A
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart Home/HS1
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Adulti

Philips Heartstart HS1 - Elettrodi Pediatrici




Le placche pediatriche vanno bene per bambini con un'età inferiore agli 8 anni o con un peso minore di 25 kg.

La coppia dura circa due anni.

Adatti per il defibrillatore HS1

Cod. Articolo	M5072A
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart Home/HS1
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Bambini

Philips Heartstart FR3 - Elettrodi




Coppia di piastre per Philips Heartstart FR3*.

Adatti per i modelli Philips Heartstart FR3, FRx, FR2 e XL/MRx

*Queste placche sono utilizzabili anche per l'uso pediatrico se combinate alla chiave pediatrica.

Cod. Articolo	989803149981
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart FR3
Durata	20 - 24 mesi
Pazienti	Adulti



Philips Heartstart FR2 - Elettrodi per Adulti



Piastre originali per il defibrillatore Heartstart FR2 Philips.
Le placche originali hanno una durata di circa 2 anni.
Elettrodi compatibili anche con il modello Forerunner.

Cod. Articolo	989803158211
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart FR2
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Adulti

Philips Heartstart FR2 - Elettrodi Pediatrici



Adatti per bambini fino a 8 anni o fino a 25 kg di peso.
Durata da 1,5 a 2 anni.
Elettrodi compatibili anche con il modello Forerunner.

Cod. Articolo	M3870A
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart FR2
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Bambini

Philips Heartstart FRx - Elettrodi Smart II per Adulti



Gli elettrodi Smart II per adulti sono monouso, la custodia di plastica può essere facilmente inserita nella valigetta rigida del defibrillatore Heartstart FRx.
Durata di circa 2 anni.


Cod. Articolo	989803139261
Fabbricante	Philips
Mod. Defib.	Heartstart FRx
Durata	2 anni
Pazienti	Adulti

Progetti Rescue Sam - Elettrodi Preconnessi per Adulti



Le placche preconnesse per adulti sono compatibili con i modelli della Progetti Rescue Sam, Rescue Life e Rescue 230.

Cod. Articolo	DFBAD01PRC
Fabbricante	Progetti
Mod. Defib.	Rescue 230, Rescue Life, Rescue Sam
Durata	2,5 anni
Pazienti	Adulti



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPAD E SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it

Zoll AED Plus / AED Pro - Stat-Padz II Elettrodi per Adulti



Gli elettrodi Stat-Padz II sono ideali per l'uso professionale senza bisogno del sensore.

Gli elettrodi hanno una durata da 1.5 a 2 anni.

Adatti anche per i defibrillatori professionali Zoll: serie M, serie E e serie R.

Cod. Articolo	8900-0801-01
Fabbricante	Zoll
Mod. Defib.	AED Plus, AED Pro
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Adulti

Zoll AED Plus / AED Pro - Pedi-Padz II Elettrodi Pediatrici



Con gli elettrodi Pedi-Padz II collegati, il dispositivo Zoll AED Plus riconosce che si sta effettuando un intervento su un paziente pediatrico.

Gli Elettrodi Pedi-padz II sono compatibili anche con defibrillatori professionali Serie M, Serie R e Serie E.

Cod. Articolo	8900-0810-01
Fabbricante	Zoll
Mod. Defib.	AED Plus, AED Pro
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Bambini

Zoll AED Plus / AED Pro - CPR Stat-Padz Elettrodi



Le piastre CPR Stat-Padz sono separate per permettere, nel caso di un paziente pediatrico, di attaccare una placca sul petto e una sul dorso.

Durata di circa 2 anni.

Cod. Articolo	8900-0402
Fabbricante	Zoll
Mod. Defib.	AED Plus, AED Pro
Durata	1.5 a 2 anni
Pazienti	Adulti

Zoll AED Plus / AED Pro - CPR-D Padz Elettrodi per Adulti



Gli elettrodi CPR-D-padz sono assemblati in un unico elemento con le due piastre attaccate tra di loro, per evitare il posizionamento errato.

Le piastre sono divisibili con uno strappo in caso di paziente con una circonferenza toracica ampia.

Cod. Articolo	8900-0800-01
Fabbricante	Zoll
Mod. Defib.	AED Plus, AED Pro
Durata	anni
Pazienti	Adulti



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPADE SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it


Schiller/Esaoate Fred Easy - Elettrodi per Adulti



Le piastre per defibrillatore Fred Easy Schiller sono preconnesse perché possano essere collegate al defibrillatore prima dell'uso.
Durata di circa 2,5 anni.

Cod. Articolo	0-21-0020
Fabbricante	Schiller
Per Modello	FRED Easy
Durata	2,5 a 3 anni
Pazienti	Adulti

Schiller/Esaoate Fred Easyport - Elettrodi per Adulti



Queste piastre sono compatibili solo con il defibrillatore Fred Easyport Schiller.
Durata 3 anni.

Cod. Articolo	2.155065
Fabbricante	Schiller
Mod. Defib.	FRED Easyport
Durata	3 anni
Pazienti	Adulti

Schiller/Esaoate Fred Easyport - Elettrodi Pediatrici



Queste piastre pediatriche sono compatibili solo con il defibrillatore Fred Easyport Schiller.


Cod. Articolo	2.155067
Fabbricante	Schiller
Mod. Defib.	DefiSign LIFE, FRED easyport
Durata	1 a 1.5 anni
Pazienti	Bambini

Primedic HeartSave AED - SavePads Elettrodi Preconnessi



Le piastre SavePads preconnesse hanno un nuovo connettore e non sono compatibili con defibrillatori Primedic prodotti prima del 2014.
Le piastre SavePads hanno la funzione pediatrica.
Durata di 3 anni.

Cod. Articolo	97034
Fabbricante	Primedic
Mod. Defib.	HeartSave AED
Durata	3 anni
Pazienti	Adulti / Bambini



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPAD E SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it

Physio Control - Kit Caricabatteria + 2 coppie di Elettrodi



Il set di ricambio Physio Control CRplus / CRexpress è composto da due coppie di elettrodi QUIK-PAK e caricabatteria CHARGE-PAK. Il Charge-pak ed il Quik-pak non sono vendibili separatamente e devono essere sostituiti sempre contemporaneamente.

Cod. Articolo	11403-000001
Fabbricante	Physio-Control
Mod. Defib.	Forerunner, FRED easy
Durata Pazienti	2 anni Adulti

Physio Control - Kit Caricabatteria + Elettrodi



Il set di ricambio Physio Control CRplus / CRexpress è composto da una coppia di elettrodi QUIK-PAK e caricabatteria CHARGE-PAK. Il Charge-pak ed il Quik-pak non sono vendibili separatamente e devono essere sostituiti sempre contemporaneamente.

Cod. Articolo	11403-000002
Fabbricante	Physio-Control
Mod. Defib.	Forerunner, FRED easy
Durata Pazienti	2 anni Adulti

Physio Control - Quick Combo Elettrodi per Adulti



Placche "Quick Combo" per i defibrillatori della Physio Control (ex Medtronic):
Lifepak 1000
Lifepak 500
CRplus
CRExpress

Cod. Articolo	11996-000017
Fabbricante	Physio-Control
Mod. Defib.	Lifepak 1000, Lifepak 500
Durata Pazienti	2 anni Adulti

Physio Control Lifepak - Elettrodi pediatrici



Piastre pediatriche adatte per i modelli Physio Control Lifepak 1000, Lifepak 500, CRplus e CRexpress. Queste placche non vanno bene per i monitor della Physio Control.

Cod. Articolo	11101-000016
Fabbricante	Physio-Control
Mod. Defib.	Forerunner, FRED Easy, Lifepak 1000, Lifepak 500
Durata Pazienti	2 anni Bambini



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPAD E SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it

CU Medical Sistem i-PAD NF1200 - Elettrodi



Le piastre del defibrillatore i-PAD NF1200 possono essere connesse anticipatamente al DAE così che all'occorrenza siano subito pronte all'uso.

Cod. Articolo	CUA0903PF
Fabbricante	CU Medical
Mod. Defib.	NF1200
Durata	2.5 a 3 anni
Pazienti	Adulti

CU Medical Sistem i-PAD NF1200 - Elettrodi Pediatrici



Le piastre pediatriche per il defibrillatore i-PAD NF1200 sono per l'uso su bambini di età inferiore agli 8 anni o con un peso inferiore ai 25 kg.

Le piastre sono preconnesse così da poter essere pronte all'uso.

Cod. Articolo	CUA0512P
Fabbricante	CU Medical
Mod. Defib.	NF1200
Durata	1.5 anni
Pazienti	Bambini

CU Medical Sistem i-PAD SP1 / SP2 - Elettrodi



Queste piastre preconnesse vanno sempre bene, sia per gli adulti che per i bambini, avendo l'SP1 un bottone per passare alla modalità pediatrica.


Cod. Articolo	CUA1007S
Fabbricante	CU Medical
Mod. Defib.	i-Pad SP1, i-Pad SP2
Durata	1 a 1.5 anni
Pazienti	Adulti / Bambini

CU Medical Sistem i-PAD SP1 - Elettrodi Pediatrici



Queste piastre sono di dimensioni ridotte per facilitare l'adesione al corpo del bambino/neonato.

Cod. Articolo	CUA1102S
Fabbricante	CU Medical
Mod. Defib.	i-Pad SP1
Durata	23 - 24 mesi
Pazienti	Bambini



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPAD E SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it

Cardiac Science Powerheart G3 - Elettrodi per Adulti



Set di elettrodi per defibrillatore General Electric / Cardiac Science. Le piastre vanno bene per i modelli Powerheart G3, G3 plus, G3 pro e il Responder.

Cod. Articolo	9131-001
Fabbricante	Cardiac Science
Mod. Defib.	Powerheart G3, G3 Plus, G3 Pro, Responder
Durata Pazienti	2 anni Adulti

Cardiac Science Powerheart G3 - Elettrodi Pediatrici



Elettrodi pediatrici per defibrillatore General Electric / Cardiac Science. Le piastre vanno bene per i modelli Powerheart G3, G3 plus, G3 pro e il Responder.

Cod. Articolo	9730-002
Fabbricante	Cardiac Science
Mod. Defib.	Powerheart G3, G3 Plus, G3 Pro, Responder
Durata Pazienti	1.5 a 2 anni Bambini

Cardiac Science Powerheart G5 - Elettrodi per Adulti



Questi elettrodi per il defibrillatore Powerheart G5 non hanno il pocket CPRD per avere un riscontro sulla rianimazione.

Cod. Articolo	XELAED001B
Fabbricante	Cardiac Science
Mod. Defib.	Powerheart G5
Durata Pazienti	2 anni Adulti

Cardiac Science Powerheart G5 - Elettrodi con CPRD



Questo tipo di placche per defibrillatore Powerheart G5 ha anche un cosiddetto "pocket CPRD" che consiste in un puck che dà riscontro sulla profondità delle compressioni durante la rianimazione.

Cod. Articolo	XELAED002B
Fabbricante	Cardiac Science
Mod. Defib.	Powerheart G5
Durata Pazienti	2 anni Adulti



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPAD E SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it

GUIDO AMMIRATA

www.ammirata.it

Defibtech Lifeline View - Elettrodi per Adulti



Questi elettrodi monouso possono essere precollegati al defibrillatore Defibtech Lifeline View. Eventuali coppie di scorta possono essere riposte dentro alla comoda borsa da trasporto. Non adatti per defibrillatore Lifeline senza schermo.

Cod. Articolo	DDP-2001
Fabbricante	Defibtech
Mod. Defib.	Lifeline View
Durata	2 anni
Pazienti	Adulti


Defibtech Lifeline View - Elettrodi Pediatrici



Le piastre monouso vanno bene per neonati e bambini fino a 8 anni o 25 kg di peso. Gli elettrodi possono essere precollegati al defibrillatore Defibtech Lifeline View. Non adatti per defibrillatore Lifeline senza schermo e Lifeline Auto.

Cod. Articolo	DDP-2002
Fabbricante	Defibtech
Per Modello	Lifeline View
Durata	2 anni
Pazienti	Bambini

Defibtech Lifeline - Elettrodi Pediatrici



Elettrodi pediatrici monouso per Defibtech Lifeline automatico e semiautomatico. La confezione contiene una coppia di piastre pediatriche specifiche per neonati e bambini di età inferiore agli 8 anni o un peso <25 kg.

Cod. Articolo	DDP-200P
Fabbricante	Defibtech
Mod. Defib.	Lifeline
Durata	1 a 1.5 anni
Pazienti	Bambini



GUIDO AMMIRATA s.r.l.
LAMPADIE SPECIALI

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)
Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660
info@ammirata.it - www.ammirata.it